



BellCabSegEsc

Código: B-01-12-05-000501

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Gabinete de Seguridad con escape de aire al 30 % Tipo A2 - 800

El gabinete de bioseguridad con escape de aire al 30 % juega un papel muy importante en muchos campos, como los farmacéuticos, la biología médica y los laboratorios industriales. La función básica del gabinete de seguridad biológica es proteger al personal y su entorno de trabajo del daño de las bacterias biológicas.

- Clasificación: Tipo A2, 30 % de salida, 70 % de circulación

Principio de funcionamiento El aire en el área de trabajo es aspirado hacia la caja de presión estática por el ventilador a través de los puertos de retorno de aire en ambos lados de la parte delantera y trasera de la mesa, parte de él es filtrado por el filtro de escape y luego descargado a través de la válvula de escape superior. , y la otra parte es filtrada por el filtro de alta eficiencia del suministro de aire y expulsada de la superficie de salida de aire, formando un flujo de aire limpio. El flujo de aire limpio fluye a través del área de trabajo a una cierta velocidad transversal del viento, formando así un ambiente de trabajo altamente limpio. **Notas de instalación** La ubicación de la cabina de bioseguridad con escape de aire al 30 % debe ser en una sala de trabajo con un ambiente relativamente limpio (preferiblemente ubicada en una sala limpia primaria con un nivel de 100 000 o 300 000), enchufe la fuente de alimentación y enciéndala. según la función que se muestra en el panel de control. , Antes de comenzar, el área de trabajo y la carcasa del gabinete de seguridad de limpieza biológica deben limpiarse cuidadosamente para eliminar el polvo de la superficie. El funcionamiento y uso normales se pueden realizar diez minutos después de la puesta en marcha. **Características del gabinete de seguridad:**

1. El diseño de aislamiento de la cortina de aire evita la contaminación cruzada interna y externa, el 30% del flujo de aire se descarga al exterior y el 70% de la circulación interna, flujo laminar vertical de presión negativa, sin necesidad de instalar tuberías.
2. La puerta de vidrio se puede mover hacia arriba y hacia abajo, se puede colocar arbitrariamente, es fácil de operar y se puede cerrar completamente para la esterilización, y las indicaciones de alarma de límite de altura de posicionamiento.
3. El enchufe de salida de energía en el área de trabajo está equipado con un enchufe a prueba de agua y una interfaz de alcantarillado para proporcionar una gran comodidad al operador
- 4 Se instala un filtro especial en el aire de escape para controlar la contaminación por emisiones.
5. El entorno de trabajo está hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad, que es suave, sin costuras y sin callejones sin salida. Se puede desinfectar fácil y completamente y puede prevenir la corrosión por agentes corrosivos y desinfectantes.
6. Adopta un control de panel LCD LED y un dispositivo de protección de lámpara UV incorporado, que solo se puede abrir cuando la puerta de seguridad está cerrada.
7. Con puerto de detección DOP, manómetro diferencial incorporado.
- 8, ángulo de inclinación de 10 °, en línea con el concepto de diseño del cuerpo humano

Especificaciones técnicas

[table id=10244 responsive="scroll"]

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	800
Parámetro	800
Descripción	Gabinete De Seguridad De Acero Clase II Tipo A2 - Dimensión total (w * D * H) 1000*800*2100mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)