



Autoclave de vacío de pulso horizontal 150-360 L

Código: B2-01-010270

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The pulse vacuum autoclave extracts vacuum and fills steam into the sterilization room for many times to make the sterilization chamber reach a certain vacuum degree, and then fills saturated steam to reach the set pressure and temperature, so as to achieve the purpose of sterilization of the sterilized substance. It is suitable for the sterilization of solid instruments, type-A hollow-cavity instruments, implantable instruments, dressing fabrics, rubber catheters, non-sealed liquid items, etc.

Características

1. Sterilization data output: standard micro printer, no need for separate external connection.
2. 7-inch color LCD touch screen, which can display information such as temperature, pressure, operating status, fault alarm, cause analysis, and solutions at the same time.
3. The powerful vacuum drying system has a high evacuation speed, can dry items well, and enables more thorough sterilization.
4. The air in the chamber is sterile and avoids re-contamination.
5. Adopt quick-release side cover and top cover for easy maintenance and cleaning.
6. Micro-controller programmable control technology.
7. Full protective door cover, effectively prevent burns.
8. The equipment adopt self-expanding sealing ring. Sealing performance is more reliable and stable.
9. The closing method adopts a multi-point pressing structure of the radiation rod, safe and reliable.
10. The equipment is connected to the water source without manual replenishment. After the customer chooses the program, the equipment can complete the whole process from water injection to drying without human intervention. After the program is completed, the sound prompts sterilization to be completed.
11. Built-in high speed steam generator, no external steam source, save time and effort.
12. With mobile temperature sensor, can meet the special requirements of the laboratory.
13. Pressure, mechanical and electronic three-layer safety interlock device, with over-temperature protection and over-pressure protection.
14. It is equipped with 13 programs. The programs for exposed instruments, packaging instruments, rubber, dressings, liquids, solid DIY, liquid DIY, rapid sterilization and enhanced sterilization are sterilization programs. The BD, PCD and vacuum tests are test programs, and the drying program is an auxiliary program.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	150L - ϕ 500*780mm - modelo 1	200 L - ϕ 500*1020 mm - modelo 2	300 L - ϕ 650*980 mm - 1 bastidor de malla con 1 tapa - modelo 3	360L - ϕ 650*1130mm - modelo 4
Capacidad	150L	200 L	300 L	360L

Especificación	150L - ϕ 500*780mm - modelo 1	200 L - ϕ 500*1020 mm - modelo 2	300 L - ϕ 650*980 mm - 1 bastidor de malla con 1 tapa - modelo 3	360L - ϕ 650*1130mm - modelo 4
Puerta	Manual	Manual	Manual	Manual
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,3MPa	-0,1/0,3 MPa	-0,1/0,3 MPa	-0,1/0,3MPa
Presión de trabajo	0,23MPa	0,23 MPa	0,23 MPa	0,23MPa
Temperatura de trabajo	105~134°C	105~134°C	105~134°C	105~134°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Tiempo de esterilización	0~99min	0~99 min	0~99 min	0~99min
Tiempo de secado	0~99min	0~99 min	0~99 min	0~99min
Sistema de vacío	Bomba de vacío de circulación de agua	Bomba de vacío de circulación de agua	Bomba de vacío de circulación de agua	Bomba de vacío de circulación de agua
Material de cámara	S30408	S30408	S30408	S30408
Dimensiones de cámara	ϕ 500*780mm	ϕ 500*1020 mm	ϕ 650*980 mm	ϕ 650*1130mm
Altitud	$\leq$ 2000m; personalizable@2000~3000m	$\leq$ 2000 m; personalizable@2000~3000 m	$\leq$ 2000 m; personalizable@2000~3000 m	$\leq$ 2000m; personalizable@2000~3000m
Estante	1 marco de malla con 1 tapa	1 marco de malla con 1 tapa	1 bastidor de malla con 1 tapa	1 marco de malla con 1 tapa
Accesorios estándar	Marco de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora	Marco de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora	Bastidor de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora	Marco de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora
Consumo	20kVA	20 kVA	20 kVA	20kVA
Alimentación eléctrica	AC380V, 50Hz (Estándar); AC380V, 60Hz (Opcional); AC220V, 50/60Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático	AC380V, 50 Hz (Estándar); AC380V, 60 Hz (Opcional); AC220V, 50/60 Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático	AC380V, 50 Hz (Estándar); AC380V, 60 Hz (Opcional); AC220V, 50/60 Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático de aire	AC380V, 50Hz (Estándar); AC380V, 60Hz (Opcional); AC220V, 50/60Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático
Dimensiones externas (A×P×A)	940*1190*1780mm	940*1400*1780 mm	1170*1570*1980 mm	1170*1570*1980mm
Peso neto	400kg	450 kg	590 kg	605kg
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1110*1385*2080mm	1110*1585*2080 mm	1330*1755*2270 mm	1330*1755*2270mm
Peso bruto	520kg	600 kg	755 kg	770kg

Aplicaciones

Autoclave de vacío de pulso horizontal: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010270.1: Capacidad: 150 litros.

B2-01-010270.2: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010270.3: Capacidad: 300 litros.

B2-01-010270.4: Capacidad: 360 litros.

Escenarios de uso recomendados



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita capacidad: 150 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 300 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 360 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)