



Autoclave clase B 18-23 L

Código: B2-01-010247

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Class B autoclave uses steam as the medium. Through multiple evacuations of the sterilization chamber and flig it with

Características

1. The sterilization chamber is made of high-quality S30408 stainless steel through electrolytic polishing, which is not easy to be corroded or rusted. The wall of the chamber is equipped with a covered silicone heating film, which makes the heating of the sterilization chamber more uniform.
2. The operation interface adopts a 3.5-inch LCD(Liquid Crystal Display) screen, which can display the operation curve of the equipment during operation in real time, as well as information such as the pressure, temperature, time inside the chamber, and alarm codes, making it convenient for users to observe.
3. It has a built-in dual water tank configuration, realizing the separation of clean water and sewage. There is no need for an external water source. The open clean water tank is convenient for daily cleaning. One water filling can support multiple operations, and it has a high and low liquid level prompt function.
4. The high-efficiency filter uses a 0.22μm high-efficiency air filter to isolate impurities in the air and prevent the sterilized load from being re-contaminated.
5. Internal configuration: It is equipped with a three-layer sterilization storage rack, including three sterilization trays and one tray clip.
6. Diversified programs: Programs for solid exposed instruments(121/134°C), programs for packaged instruments(121/134°C), fabric programs(121/134°C), enhanced sterilization programs(134°C), B&D test programs, HELIX test programs, and vacuum test programs. Select the corresponding program and temperature according to the sterilized items.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	18 L - φ250*350 mm - modelo 18 Litros Clase B	23 L - φ250*450 mm - modelo 23 Litros Clase B
Capacidad	18 L	23 L
Puerta	Manual	Manual
Pantalla	LCD de 3,5 pulgadas	LCD de 3,5 pulgadas
Presión máxima de diseño	0,3 MPa	0,3 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa
Temperatura máxima de diseño	150°C	150°C
Temperatura de trabajo	121/134°C	121/134°C

Especificación	18 L - $\varnothing$ 250*350 mm - modelo 18 Litros Clase B	23 L - $\varnothing$ 250*450 mm - modelo 23 Litros Clase B
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C
Tiempo de esterilización	0~60 min	0~60 min
Tiempo de secado	0~20 min	0~20 min
Capacidad del tanque de agua	3,5 L	3,5 L
Sistema de vacío	Bomba de vacío de alta eficiencia	Bomba de vacío de alta eficiencia
Material de la cámara	S30408	S30408
Dimensiones de la cámara	$\varnothing$ 250*350 mm	$\varnothing$ 250*450 mm
Altitud	$\leq$ 2700 m	$\leq$ 2700 m
Estante	1 estante con 3 bandejas	1 estante con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, puerto USB	Bandeja de aluminio, puerto USB
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable, impresora	Bandeja de acero inoxidable, impresora
Consumo	3 kW	3 kW
Alimentación eléctrica	CA 220 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1% (Estándar) CA 110 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1% (Opcional)	AC220V $\pm$ 10%, 50/60Hz $\pm$ 1% (Estándar) AC110V $\pm$ 10%, 50/60Hz $\pm$ 1% (Opcional)
Dimensiones externas (A*P*H)	630*450*455 mm	680*450*455 mm
Peso neto	46 $\pm$ 3 kg	48 $\pm$ 3 kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	810*610*590 mm	810*610*590 mm
Peso bruto	59 $\pm$ 3 kg	61 $\pm$ 3 kg

Aplicaciones

Autoclave clase B: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010247.1: Capacidad: 18 litros.

B2-01-010247.2: Capacidad: 23 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 18 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)