Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Lactoscan MCCWS 3080

Código: LACTOSCAN-MCCWS.50 / LACTOSCAN-MCCWS.30

Marca: Lactoscan

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Lactoscan MCCWS 3080

1. Analizador de leche ultrasónico: fácil de operar, mantener, calibrar e instalar;
2. Destinado a su uso en laboratorios y puntos de recogida de leche;
3. Tableta integrada de 7" totalmente funcional;
4. Agitador ultrasónico;
5. Limpieza con bomba peristáltica;
6. Diseño portátil y compacto;
7. Necesita muy poca leche;
8. Bajo consumo de energía;
9. No se utilizan productos químicos peligrosos;
10. Los ajustes de precisión de las mediciones se pueden realizar a través de la interfaz de usuario RS232;
11. Admite impresora ESC POS;
12. Autocalibración por 2 muestras;
13. Resultados fáciles de entender;
14. Medición incorporada de pH y conductividad;
15. Reloj;
16. RS232;
17. unidad flash USB;
18. 1 año de garantía total.

*El LACTOSCAN MCCWS se puede conectar a una báscula. Si desea reclamar esta opción, por favor contáctanos.

Leche de vaca, leche UHT,Crema 45%*

* A petición del Cliente, el analizador de leche LACTOSCAN MCC se puede calibrar para el análisis de leche de búfala, leche de oveja, suero, leche desnatada.(0,01% GRASA), leche concentrada(hasta 1160 kg/m3), leche reconstituida y otros.

Para más información, por favor contáctanos.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Parámetro	Rango de medición	Exactitud
Oleaginosidad	del 0,01% al 45%	±0.06%
Residuos secos sin aceite (DOR)	del 3% al40%	±0.15%
Densidad	desde 1015kg/m3 hasta1160kg/m³	±0.3kg/m³
Proteína	del 2% al15%	±0.15%
Lactosa	del 0,01% al20%	±0.2%
agua agregada	del 0% al 70%	±3%
Temperatura de la muestra de leche.	de 1°C a 40°C	±1%
Punto de congelación	de –0,4°C a –0,7°C	±0.001%
Año	del 0,4% al4%	±0.05%
pH	de 0 a 14	±0.05%
Conductividad	de 2mS/cm a 14mS/cm	±0.05%
Materia seca total	del 0% al 50%	±0.17%
kilogramos	de 0 kg a 150 kg	±0.10kg

Temperatura del aire ambiente: 10°C -43oC
Temperatura de la leche: 1°C - 40°C
Humedad relativa: 30% - 80%

Tensión de alimentación CA: 220 V/110 V.
Voltaje de alimentación CC: 12 V a 14,2 V
Consumo de energía: 30W máximo

Dimensiones (An x P x Al): 280x245x250 mm

Peso < 5 kilos
caja de plastico

Instrucciones de uso:

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en inglés

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en búlgaro

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en ruso

Instrucciones de inicio rápido:

Guía de inicio rápido de LACTOSCAN MCC WS en inglés

LACTOSCAN MCC WS Instrucciones de inicio rápido en ruso

Aplicaciones:

Apéndice 1:Métodos

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Apéndice 2: Muestras representativas de leche y otros productos lácteos para la calibración del analizador de leche.

Apéndice 3: Recogida y preparación de la muestra para análisis.

Apéndice 4: Tomar y preparar muestras para comprobar la precisión del analizador de leche, realizar correcciones y recalibrar.

Apéndice 5: Fácil calibración del dispositivo calculando las lecturas principales con fórmulas.

Apéndice 6: Determinación del punto de congelación.

Apéndice 7: medición del pH

Apéndice 8: Medición de conductividad

Folletos:

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en inglés

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en ruso

Temperatura del aire ambiente: 10°C -43oC
Temperatura de la leche: 1°C - 40°C
Humedad relativa: 30% - 80%

Tensión de alimentación CA: 220 V/110 V.
Voltaje de alimentación CC: 12 V a 14,2 V
Consumo de energía: 30W máximo

Dimensiones (An x P x Al): 280x245x250 mm

Peso < 5 kilos
caja de plastico

Instrucciones de uso:

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en inglés

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en búlgaro

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en ruso

Instrucciones de inicio rápido:

Guía de inicio rápido de LACTOSCAN MCC WS en inglés

LACTOSCAN MCC WS Instrucciones de inicio rápido en ruso

Aplicaciones:

Apéndice 1: Métodos

Apéndice 2: Muestras representativas de leche y otros productos lácteos para la calibración del analizador de leche.

Apéndice 3: Recogida y preparación de la muestra para análisis.

Apéndice 4: Tomar y preparar muestras para comprobar la precisión del analizador de leche, realizar correcciones y recalibrar.

Apéndice 5: Fácil calibración del dispositivo calculando las lecturas principales con fórmulas.

Apéndice 6: Determinación del punto de congelación.

Apéndice 7: medición del pH

Apéndice 8: Medición de conductividad

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Folletos:

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en inglés

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en ruso

Tensión de alimentación CA: 220 V/110 V.
Voltaje de alimentación CC: 12 V a 14,2 V
Consumo de energía: 30W máximo

Dimensiones (An x P x Al): 280x245x250 mm

Peso < 5 kilos
caja de plastico

Instrucciones de uso:

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en inglés

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en búlgaro

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en ruso

Instrucciones de inicio rápido:

Guía de inicio rápido de LACTOSCAN MCC WS en inglés

LACTOSCAN MCC WS Instrucciones de inicio rápido en ruso

Aplicaciones:

Apéndice 1: Métodos

Apéndice 2: Muestras representativas de leche y otros productos lácteos para la calibración del analizador de leche.

Apéndice 3: Recogida y preparación de la muestra para análisis.

Apéndice 4: Tomar y preparar muestras para comprobar la precisión del analizador de leche, realizar correcciones y recalibrar.

Apéndice 5: Fácil calibración del dispositivo calculando las lecturas principales con fórmulas.

Apéndice 6: Determinación del punto de congelación.

Apéndice 7: medición del pH

Apéndice 8: Medición de conductividad

Folletos:

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en inglés

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en ruso

Dimensiones (An x P x Al): 280x245x250 mm

Peso < 5 kilos
caja de plastico

Instrucciones de uso:

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en inglés

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en búlgaro

LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en ruso

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Instrucciones de inicio rápido:

Guía de inicio rápido de LACTOSCAN MCC WS en inglés

LACTOSCAN MCC WS Instrucciones de inicio rápido en ruso

Aplicaciones:

Apéndice 1: Métodos

Apéndice 2: Muestras representativas de leche y otros productos lácteos para la calibración del analizador de leche.

Apéndice 3: Recogida y preparación de la muestra para análisis.

Apéndice 4: Tomar y preparar muestras para comprobar la precisión del analizador de leche, realizar correcciones y recalibrar.

Apéndice 5: Fácil calibración del dispositivo calculando las lecturas principales con fórmulas.

Apéndice 6: Determinación del punto de congelación.

Apéndice 7: medición del pH

Apéndice 8: Medición de conductividad

Folletos:

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en inglés

Folleto de LACTOSCAN MCCWS en ruso

Aplicaciones

- Destinado a su uso en laboratorios y puntos de recogida de leche;

Componentes y Accesorios

- LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en inglés
- LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en búlgaro
- LACTOSCAN MCCWS Instrucciones de uso en ruso
- Guía de inicio rápido de LACTOSCAN MCC WS en inglés
- LACTOSCAN MCC WS Instrucciones de inicio rápido en ruso
- Métodos
- Muestras representativas de leche y otros productos lácteos para la calibración del analizador de leche.
- Recogida y preparación de la muestra para análisis.
- Tomar y preparar muestras para comprobar la precisión del analizador de leche, realizar correcciones y recalibrar.
- Fácil calibración del dispositivo calculando las lecturas principales con fórmulas.
- Determinación del punto de congelación.
- medición del pH
- Medición de conductividad
- Folleto de LACTOSCAN MCCWS en inglés
- Folleto de LACTOSCAN MCCWS en ruso

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización