




Sistema automático de extracción de ácidos nucleicos 96 pocillos 20-1000 µl

Código: B2-01-010083

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Este equipo de purificación de ácidos nucleicos es de alto rendimiento y alta sensibilidad, con extracción automática mediante kits de extracción de ácidos nucleicos compatibles.

Se utiliza para completar automáticamente la extracción de ácidos nucleicos de la muestra, ofreciendo resultados flexibles, estables y de bajo costo.

Esta equipado con un dispositivo de filtración eficiente y un diseño de compuerta de seguridad para evitar la contaminación cruzada y asegurar la calidad de la extracción.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 940*710*910 mm
Método de extracción de ácidos nucleicos	Método de partículas paramagnéticas
Capacidad de muestra	96 pozos
Volumen de muestra	20~1000 µl
Tiempo de extracción	11 min ~ 60 min
Recuperación de perlas magnéticas	≥98%
Flujo magnético de barra	≥4500 Gs
Temperatura de funcionamiento	RT~105°C
Función de choque	Sí
Precisión de la temperatura	0,1°C
Función de protección de muestras	Autoverificación al encender, protección contra apagado, alarma de alta temperatura, protección contra sobretensión.
Método de desinfección	luz ultravioleta
Diseño de puerta de seguridad	El instrumento queda suspendido cuando se abre la puerta de seguridad.
Sistema operativo	Sistema Windows
Exploración	Opcional
Almacenamiento	shhh1000
Interfaz	Interfaz USB
Fuente de alimentación	CA 100~240V, 50Hz/60Hz
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	940*710*910 mm
Peso bruto	110 kg

Aplicaciones

Sistema automatico de extraccion de acidos nucleicos: la compra se decide principalmente por método de extracción de ácidos nucleicos: método de partículas paramagnéticas y capacidad de muestra: 96 pozos.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es método de extracción de ácidos nucleicos: método de partículas paramagnéticas.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad de muestra: 96 pozos.

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen de muestra: 20~1000µl.

Criterios de compatibilidad

Verifique método de extracción de ácidos nucleicos: método de partículas paramagnéticas antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad de muestra: 96 pozos antes de confirmar la compra.

Verifique volumen de muestra: 20~1000µl antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si método de extracción de ácidos nucleicos: método de partículas paramagnéticas y capacidad de muestra: 96 pozos coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)