



Incubadora agitadora de temperatura constante de mesa

Código: B2-01-010347

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

It is widely used in bacterial culture, fermentation, hybridization, biochemical reactions, and enzyme and tissue research that have higher requirements on temperature and oscillation frequency. It is commonly used in the laboratory to shake up liquids, microorganisms, bacteria and cell culture, etc., and the education and production departments are indispensable laboratory equipment for precision culture preparation.

Features

- 1. Three-sided transparent acrylic cover, convenient for customers to check the running status of the box
- 2. With power failure memory function, to avoid data loss caused by power failure and crash
- 3. Humanized design of the door and the stop function
- 4. Rubber shock-absorbing feet to ensure smooth operation of the machine at high speed
- 5. Professionally designed side ventilation holes to meet the oxygen demand of the sample

Especificaciones técnicas

Especificación	30-300rpm/±1rpm
Modo de oscilación	Rotatorio
Resolución de temperatura	0.1°C
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente+5~60°C
Fluctuación/desviación de temperatura	±1°C/±2°C
Rango/desviación de velocidad	30-300rpm/±1rpm
Amplitud	26mm
Pantalla	LCD
Rango de temporizador	0~9999min/h
Tamaño de la bandeja (mm)	270*270 (una capa)
Configuración predeterminada (pinza para vaso)	4 uds de 250ml
Configuración estándar (pinza para vaso)	6 unidades de 100ml o 4 unidades de 250ml o 2 unidades de 500ml o 1 unidad de 1000ml
Configuración máxima (pinza para vaso)	9 unidades de 100ml o 7 unidades de 250ml o 2 unidades de 500ml o 2 unidades de 1000ml
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V 50/60Hz, opcional: 110V 50/60Hz
Potencia	500W
Dimensiones internas (Pr×An×Al)	315*310*230mm

Especificación	30-300rpm/±1rpm
Dimensiones externas (Pr×An×Al)	510*365*440mm
Dimensiones del embalaje (Pr×An×Al)	630*485*600mm
Peso bruto	40kg

Aplicaciones

1. Review the culture conditions

Compare the culture temperature and shaking amplitude you need with those of the incubator.

- **Control Temperature Range:** RT+5□60°C
- **Amplitude:** 26mm

2. Confirm the vessels

Confirm that the tray and the clamp configuration fit the vessels you use.

- **Tray Size (mm):** 270*270 (Single layer)
- **Default Configuration (Beaker Clamp):** 4 pcs of 250ml

3. Plan the installation

Confirm the available power supply and the bench space for the incubator.

- **Power Supply:** Standard: AC220V 50/60Hz, optional: 110V 50/60Hz
- **External Size(D×W×H):** 510*365*440mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)