



Centrífuga PRP capacidad 100 ml

Código: B2-01-010389

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- Unidad de motor de frecuencia variable de CA sin escobillas, módulo de transmisión especial, garantiza la confiabilidad del circuito
- Sistema de bloqueo de cubierta de puerta doble. El inicio significa bloqueado, garantiza la seguridad en el funcionamiento.
- Proporciona 20 tipos de almacenamiento de programas de trabajo. El usuario puede programar y llamar libremente a sus parámetros de trabajo establecidos. Es fácil de usar y mejora la eficiencia del trabajo.
- Proporciona 15 tipos de aceleración/desaceleración. El usuario puede configurar un grupo de aceleración y desaceleración arbitrariamente según los requisitos de la muestra.
- Tiene dos funciones de sincronización: a las rpm establecidas y al inicio del tiempo, Jog es una función de giro corto
- Centrifugación diferencial: se reservan cinco procedimientos de centrifugación diferencial, los usuarios pueden configurarlos según sus necesidades
- Estructura de acero de doble capa, superficie de recubrimiento anticorrosión en aerosol de la cámara centrífuga, puede evitar eficazmente la erosión del material corrosivo.
- Protección automática de equilibrio y desequilibrio, señal de alarma audible cuando se produce un error o desequilibrio. La centrífuga deja de funcionar automáticamente.
- Ajuste fácilmente la velocidad, RCF, tiempo y temperatura durante el funcionamiento sin parar.
- El tiempo de aceleración/desaceleración más corto <25 s
- Soft tiene una función de frenado suave, puede prevenir eficazmente la resuspensión de la muestra y garantizar que el efecto de centrifugación de la muestra sea el mejor para proteger las muestras sensibles, diseño de amortiguación multietapa.
- Función de cuenta regresiva: cuenta regresiva en segundos, visualización en tiempo real del tiempo de trabajo restante
- La centrífuga puede personalizar la función de la interfaz de comunicación 485 y operar mediante control remoto [Configuración selectiva]
- Pasaje de escape hundido. Puede prevenir la contaminación por aerosoles durante la centrifugación.

Tamaño de embalaje: 730*630*640mm

Peso bruto: 70kg

Especificaciones técnicas

Especificación	4500 rpm - 100ml*8 - ±10rpm
Máxima velocidad	4500 rpm

Especificación	4500 rpm - 100ml*8 - ± 10 rpm
RCF máx.	3894xg
Máxima capacidad	100ml*8
Precisión de velocidad	± 10 rpm
Intervalo de tiempo	1s~99h59min59s/log [giro corto]
Temperatura aceleradora de muestra	Ejecute durante 20 minutos, el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$
Ruido	60dB
Fuente de alimentación	Estándar: AC220V 50/60Hz, opcional: AC110V 50/60Hz
Fuerza	400W
Peso neto	60 kilos
Dimensiones del dispositivo	580*465*400mm
Tamaño de embalaje	730*630*640mm
Peso bruto	70kg

Aplicaciones

Centrifuga PRP de 100ml*8 y Ejecute durante 20 minutos, el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$: la compra se decide principalmente por el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$ y uso previsto: centrifuga prp de 100ml*8 y ejecute durante 20 minutos, el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$.

Adecuado cuando la especificación requerida es uso previsto: centrifuga prp de 100ml*8 y ejecute durante 20 minutos, el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$.

Criterios de compatibilidad

Verifique el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: centrifuga prp de 100ml*8 y ejecute durante 20 minutos, el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$ y uso previsto: centrifuga prp de 100ml*8 y ejecute durante 20 minutos, el aumento de temperatura de la solución de prueba es $<10^{\circ}\text{C}$ coinciden con el requerimiento técnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)