



Baño de flotación de tejidos dimensiones 240 × 180 × 55

Código: B2-01-010694

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El baño de flotación de tejidos es un instrumento de laboratorio especializado diseñado para facilitar la preparación de muestras de tejido para análisis histológicos. Es ideal para su uso en laboratorios de patología, hospitales y centros de investigación.

Características

- 1. Pantalla digital de alta definición, Visualización de la temperatura en tiempo real.
- 2. Unidad integrada de control de temperatura de alta sensibilidad, alta precisión y rendimiento fiable.
- 3. Con función de alarma por sobretemperatura.
- 4. Utiliza nuevos materiales calefactores, lo que permite un calentamiento rápido y uniforme, con baja inercia térmica, ahorro de energía y fiabilidad.
- 5. Con función de memoria. La temperatura configurada se conserva automáticamente.
- 6. La superficie de trabajo se rocía para resistir la corrosión.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BT-I - 240*180*55mm - LED
Model	BT-I
Temp. Range	RT~99°C
Temp. Precision	±1°C
Over-temp. Alarm Range	1~5°C
Environmental Temp. Range	0~40°C
Bath Tank Size(W*D*H)	240*180*55mm
Display	LED
Power Supply	AC220V±10%, 50/60Hz(Standard) AC110V±10%, 60Hz(Optional)
Consumption	200W
External Size(W*D*H)	345*340*130mm
Package Size(W*D*H)	410*410*200mm
Net Weight	5kg

Especificación	BT-I - 240*180*55mm - LED
Gross Weight	7.5kg

Aplicaciones

Bano de agua de flotacion de tejidos de 1~5C, 0~40C y temperatura ambiente a 99 C: la compra se decide principalmente por 0~40c y temperatura ambiente a 99 c y uso previsto: bano de agua de flotacion de tejidos de 1~5c, 0~40c y temperatura ambiente a 99 c.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es 0~40c y temperatura ambiente a 99 c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: bano de agua de flotacion de tejidos de 1~5c, 0~40c y temperatura ambiente a 99 c.

Criterios de compatibilidad

Verifique 0~40c y temperatura ambiente a 99 c antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: bano de agua de flotacion de tejidos de 1~5c, 0~40c y temperatura ambiente a 99 c antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si 0~40c y temperatura ambiente a 99 c y uso previsto: bano de agua de flotacion de tejidos de 1~5c, 0~40c y temperatura ambiente a 99 c coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)