



Probador de disolución

Código: B2-01-010713

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Dissolution tester is used for detecting pharmonic dissolution from tablet, capsule etc. in prescriptive menstruum

Características

1. Auto-diagnose, auto-alarm.
2. Stainless steel basket and paddle.
3. Micro processor and LCD display.
4. Water circulating in the bath to keep the temperature conformity with magnetic pump.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1 ud. - modelo 1	3 pzas. - modelo 2	6 uds. - modelo 3	8 pzas. - modelo 4
Cesta	1 ud.	3 pzas.	6 uds.	8 pzas.
Rango de velocidad	20~200 rpm	20~200 rpm	20~200 rpm	20~200 rpm
Precisión de velocidad	±2 rpm	±2 rpm	±2 rpm	±2 rpm
Rango de temperatura	TA +45,0°C	TA +45,0°C	TA +45,0 °C	TA +45,0°C
Precisión de temperatura	±0,3°C	±0,3°C	±0,3 °C	±0,3°C
Rango de temporización	5~900 min	5~900 min	1~999 min	1~999 min
Precisión de tiempo	±0,5 min	±0,5 min	±0,5 min	±0,5 min
Tiempo de funcionamiento	>24 h	>24 h	>24 h	>24 h
Amplitud de oscilación del paletón	±0,5 mm	±0,5 mm	±0,5 mm	±0,5 mm
Amplitud de oscilación de la cesta	±1,0 mm	±1,0 mm	±1,0 mm	±1,0 mm
Consumo eléctrico	600 W	600 W	1200 W	1200 W
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	260*300*480	510*300*480	960*320*480	680*540*480
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	490*395*560	750*400*565	1210*440*550	920*650*670

Especificación	1 ud. - modelo 1	3 pzas. - modelo 2	6 uds. - modelo 3	8 pzas. - modelo 4
Peso bruto (kg)	18,5	30	44	74

Aplicaciones

Probador de disolucion: elija la variante comparando Rango de tiempo y Cesta.

Que cambia entre variantes

20~200 rpm - ± 2 rpm - 1: Rango de tiempo: 5~900 minutos; Cesta: 1 pieza.

20~200 rpm - ± 2 rpm - 2: Rango de tiempo: 5~900 minutos; Cesta: 3 piezas.

20~200 rpm - ± 2 rpm - 3: Rango de tiempo: 1~999 minutos; Cesta: 6 piezas.

20~200 rpm - ± 2 rpm - 4: Rango de tiempo: 1~999 minutos; Cesta: 8 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita rango de tiempo: 5~900 minutos y cesta: 1 pieza.

Use esta alternativa si necesita rango de tiempo: 5~900 minutos y cesta: 3 piezas.

Use esta alternativa si necesita rango de tiempo: 1~999 minutos y cesta: 6 piezas.

Use esta alternativa si necesita rango de tiempo: 1~999 minutos y cesta: 8 piezas.

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango de tiempo y Cesta; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Rango de tiempo y Cesta.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)