



Evaporador rotatorio a prueba de explosiones

Código: B2-01-010741

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Este producto puede formar películas bajo condiciones de calentamiento a temperatura constante y presión negativa. Gracias a su eficiente recuperación de menstruación por evaporación y condensación, se emplea en las industrias biológica, médica, química y alimentaria, especialmente para la cristalización, separación y recuperación de materiales sensibles al calor.

Características

- 1. Pantalla LED.
- 2. Motor a prueba de explosiones.
- 3. Inversor de frecuencia de explosión.
- 4. Controlador automático de temperatura de explosión.
- 5. Controlador de velocidad continuo.
- 6. El baño con elevación automática es opcional.
- 7. Estructura de acero inoxidable y aleación de aluminio.
- 8. Sellado de PTFE anticorrosivo de buen rendimiento.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Evaporador rotatorio a prueba de explosiones	Evaporador rotatorio a prueba de explosiones	Evaporador rotatorio a prueba de explosiones	Evaporador rotatorio a prueba de explosiones	Evaporador rotatorio a prueba de explosiones	Evaporador rotatorio a prueba de explosiones
Codigo Cotecno	B2-01-010741.1	B2-01-010741.2	B2-01-010741.3	B2-01-010741.4	B2-01-010741.5	B2-01-010741.6

Aplicaciones

Instrumentos de procesamiento de líquidos 180 C: elija la variante comparando Botella giratoria, Botella recolectora, Condensador y Válvula de carga.

Que cambia entre variantes



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Configuración 1: Botella giratoria: 10L (brida $\phi 95$); Botella recolectora: 5L (brida $\phi 60 \sim 50$); Condensador: Tres flujos de retorno verticales, $\phi 120 \times 620$ mm (principal), $\phi 135 \times 475$ mm (SUB).

Configuración 2: Botella giratoria: 20L (brida $\phi 95$); Botella recolectora: 10L (brida $\phi 60$); Condensador: Tres reflujo verticales $\phi 130 \times 700$ mm (principal), $\phi 160 \times 530$ mm (SUB).

Configuración 3: Botella giratoria: 50L (brida $\phi 125$); Botella recolectora: 20L (brida $\phi 60 \sim 50$); Condensador: Flujo vertical triple. $\phi 160 \times 835$ mm (principal), $\phi 160 \times 530$ mm (SUB).

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita botella giratoria: 10l (brida $\phi 95$) y botella recolectora: 5l (brida $\phi 60 \sim 50$).

Use esta configuración si necesita botella giratoria: 20l (brida $\phi 95$) y botella recolectora: 10l (brida $\phi 60$).

Use esta configuración si necesita botella giratoria: 50l (brida $\phi 125$) y botella recolectora: 20l (brida $\phi 60 \sim 50$).

Cómo elegir rápido

Revise primero Botella giratoria, Botella recolectora, Condensador y Válvula de carga; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Botella giratoria, Botella recolectora, Condensador y Válvula de carga.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)