



Mezclador de rodillos

Código: B2-01-010746

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Roller mixer is used for mixing blood samples, viscous substances, liquid-solid suspensions, preventing blood coagulation and immune precipitation, etc.

Características

1. Rocking and Rolling modes for good mixing.
2. LCD displays running speed and timing time.
3. Electronic setting speed and timing time, more correct control.
4. Adjustable speed, maximum speed up to 100rpm.
5. Six roller design, suitable for a variety of sample tubes.
6. Timed or continuous operation mode.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Escala - No aplica - Balanceo y rodamiento - modelo 1	LCD - 1 min~9999 min - Basculante y rotativo - modelo 2
Modo de mezcla	Balanceo y rodamiento	Basculante y rotativo
Rango de velocidad	10~100 rpm	10~100 rpm
Amplitud de balanceo	24 mm	24 mm
Número de rodillos	6 pzas.	6 uds.
Longitud del rodillo	280 mm	280 mm
Peso máximo de carga	4 kg	4 kg
Modo de operación	Continuo	Continuo o temporizado
Visualización de velocidad	Escala	LCD
Temporizador	No aplica	Sí
Visualización del temporizador	No aplica	LED
Rango de temporización	No aplica	1 min~9999 min
Tipo de motor	Motor CC sin escobillas	Motor CC sin escobillas
Especificaciones aplicables	Diám. 6~34 mm	Diám. 6~34 mm

Especificación	Escala - No aplica - Balanceo y rodamiento - modelo 1	LCD - 1 min~9999 min - Basculante y rotativo - modelo 2
Consumo	25 W	30 W
Alimentación eléctrica	CA 110~240 V, 50/60 Hz	CA 110~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones del producto (A×P×H)	468×250×102 mm	468×250×102 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	531×312×186 mm	531×312×186 mm
Peso neto	4 kg	4,2 kg
Peso bruto	5,5 kg	5,5 kg

Aplicaciones

Instrumentos de procesamiento de líquidos: elija la variante comparando Visualización de velocidad y Modo de operación.

Que cambia entre variantes

B2-01-010746.1: Visualización de velocidad: Escala; Modo de operación: Continuo.

B2-01-010746.2: Visualización de velocidad: Pantalla LCD; Modo de operación: Continuo o temporizado.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita visualización de velocidad: escala y modo de operación: continuo.

Use esta configuracion si necesita visualización de velocidad: pantalla lcd y modo de operación: continuo o temporizado.

Cómo elegir rápido

Revise primero Visualización de velocidad y Modo de operación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Visualización de velocidad y Modo de operación.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)