



Mezclador de vórtice

Código: B2-01-010754

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The structure of the vortex mixer is simple and reliable, and the instrument has the characteristics of small size, low power consumption, and low noise. It is widely used in biochemistry, genetic engineering and other fields. It can quickly mix any liquids and powders you need to mix in a high-speed vortex, and the mixing speed is fast, uniform and thorough.

Características

1. Eccentric bearing design, cycloid mixing, uniform and fast mixing.
2. Suction cup machine feet, suitable for high-speed work.
3. A variety of vibration module adapters to choose from, suitable for a variety of containers.
4. Jog and continuous operation modes are available.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0~2800 rpm - Regulación continua de velocidad - modelo 0-2800 rpm	2800 rpm (fijo) - No ajustable - Por impulsos, continuo - modelo Hasta 2800 rpm
Modo de agitación	Orbital	Orbital
Diámetro orbital	4 mm	4 mm
Tipo de motor	Motor de polo sombreado	Motor de polo sombreado
Rango de velocidad	0~2800 rpm	2800 rpm (fijo)
Modo de operación	Por impulsos, continuo, ajuste de velocidad	Por impulsos, continuo
Control de rotación	Regulación continua de velocidad	No ajustable
Consumo eléctrico	40 W	40 W
Ambiente de trabajo	Temperatura: 5~40°C; Humedad: ≤80%	Temperatura: 5~40°C; Humedad: ≤80%
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
Accesorio estándar	Adaptador tipo cuenco, Adaptador tipo plano	Adaptador para copa
Accesorio opcional	Placa para 60 microtubos, Adaptador para microplaca, Adaptador tipo bandeja (9×50 ml u 11×50 ml)	Adaptador tipo plano
Dimensiones externas (A×P×H)	152×152×185 mm	152*152*185 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	250×230×220 mm	250*230*220 mm

Especificación	0~2800 rpm - Regulación continua de velocidad - modelo 0-2800 rpm	2800 rpm (fijo) - No ajustable - Por impulsos, continuo - modelo Hasta 2800 rpm
Peso bruto	3,8 kg	3,8 kg

Aplicaciones

Instrumentos de procesamiento de líquidos: elija la variante comparando Rango de velocidad, Control de rotación y Modo de operación.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Rango de velocidad: 0~2800 rpm; Control de rotación: Regulación de velocidad continua; Modo de operación: Trotar, continuo, ajustar la velocidad.

B2-01-010754.2: Rango de velocidad: 2800 rpm (fijo); Control de rotación: No ajustable; Modo de operación: trote, continuo.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita rango de velocidad: 0~2800 rpm y control de rotación: regulación de velocidad continua.

Use esta configuración si necesita rango de velocidad: 2800 rpm (fijo) y control de rotación: no ajustable.

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango de velocidad, Control de rotación y Modo de operación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Rango de velocidad, Control de rotación y Modo de operación.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4




Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)