



Bomba peristaltica dosificadora 0,0015-2280 ml/min

Código: B2-01-010960

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La bomba peristáltica dosificadora es un dispositivo avanzado de manipulación de líquidos diseñado para la dispensación precisa y controlada de una amplia gama de fluidos.

- Cabezal de bomba: Serie YZ1515X, YZ2515X, DG (solo B2-01-010960.rpm100).
- Rango de velocidad: 0,1 ~ 100 rpm (reversible).
- Resolución de velocidad: 0,1 rpm.
- Rango de flujo: 0,0015~380 ml/min.
- Precisión de llenado: $\leq \pm 0,5\%$.
- Mostrar: Pantalla LCD.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0.17-290 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	0.07-380 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	0.17-290 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 1 canal, 6 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 1 canal, 10 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 2 canales, 6 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 2 canales, 10 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 4 canales, 6 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 4 canales, 10 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	0.17-870 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	0.07-114 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-300 rpm	0.17-870 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-300 rpm	0.17-174 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-300 rpm	0.07-228 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-300 rpm	0.17-174 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm	0.07-380 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm	0.07-114 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm	0.07-228 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm
Tipo	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica
Velocidad	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-300 rpm	0,1-300 rpm	0,1-300 rpm	0,1-600 rpm	0,1-600 rpm	0,1-600 rpm	0,1-100 rpm	0,1-300 rpm	0,1-600 rpm

Especificación	0.17-290 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	0.07-380 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	0.17-290 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 1 canal, 6 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 1 canal, 10 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 2 canales, 6 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 2 canales, 10 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 4 canales, 6 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	Mic rocaud al 4 canales, 10 rodillos - modelo 0,1-100 rpm	0.17-870 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	0.07-1140 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-300 rpm	0.17-870 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-300 rpm	0.17-1740 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm	0.07-2280 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm	0.17-1740 ml/min - 2 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm	0.07-380 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-100 rpm	0.07-1140 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-300 rpm	0.07-2280 ml/min - 1 canal(es) - modelo 0,1-600 rpm
Cabezal	Cabezal estandar 15#-24#	Doble cabezal 13# - 25#	Doble cabezal 15# - 24#	Mic rocaud al 1 canal, 6 rodillos	Mic rocaud al 1 canal, 10 rodillos	Mic rocaud al 2 canales, 6 rodillos	Mic rocaud al 2 canales, 10 rodillos	Mic rocaud al 4 canales, 6 rodillos	Mic rocaud al 4 canales, 10 rodillos	Cabezal estandar 15# - 24#	Doble cabezal 13# - 25#	Doble cabezal 15# - 24#	Cabezal estandar 15# - 24#	Doble cabezal 13# - 25#	Doble cabezal 15# - 24#	Cabezal estandar 13# - 25#	Cabezal estandar 13# - 25#	Cabezal estandar 13# - 25#
Canales	1 canal(es)	2 canal(es)	2 canal(es)	1 canal(es)	1 canal(es)	2 canal(es)	2 canal(es)	4 canal(es)	4 canal(es)	1 canal(es)	2 canal(es)	2 canal(es)	1 canal(es)	2 canal(es)	2 canal(es)	1 canal(es)	1 canal(es)	1 canal(es)
Mangueras compatibles	15#/24#	13# - 25#	15# /24 #	Mic rocaud al DG	Mic rocaud al DG	Mic rocaud al DG	Mic rocaud al DG	Mic rocaud al DG	Mic rocaud al DG	15# /24 #	13# - 25#	15# /24 #	15# /24 #	13# - 25#	15# /24 #	13# - 25#	13# - 25#	13# - 25#
Caudal por canal	0.17-290 ml/min	0.07-380 ml/min	0.17-290 ml/min	0.002-36 ml/min	0.0015-27 ml/min	0.002-36 ml/min	0.0015-27 ml/min	0.002-36 ml/min	0.0015-27 ml/min	0.17-870 ml/min	0.007-1140 ml/min	0.17-870 ml/min	0.17-1740 ml/min	0.007-2280 ml/min	0.17-1740 ml/min	0.007-380 ml/min	0.007-1140 ml/min	0.007-2280 ml/min
Configuración de cabezal	Cabezal A YZ1515x familia 13#-25#	Cabezal B YZ2515x familia 15# - 24#	Cabezal C doble YZ1515x familia 13# - 25#	Cabezal D doble YZ2515x familia 15# - 24#	Cabezal E DG-1 6R mic rocaud al	Cabezal G DG-2 6R mic rocaud al	Cabezal I DG-4 6R mic rocaud al	Cabezal F DG-1 10R mic rocaud al	Cabezal H DG-2 10R mic rocaud al	Cabezal J DG-4 10R mic rocaud al	Cabezal A YZ1515x familia 13# - 25#	Cabezal B YZ2515x familia 15# - 24#	Cabezal C doble YZ1515x familia 13# - 25#	Cabezal D doble YZ2515x familia 15# - 24#	Cabezal A YZ1515x familia 13# - 25#	Cabezal B YZ2515x familia 15# - 24#	Cabezal C doble YZ1515x familia 13# - 25#	Cabezal D doble YZ2515x familia 15# - 24#

Aplicaciones

Bomba peristáltica dosificadora: compare Parámetro, Cabezal de bomba y Rango de velocidad para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010960.rpm100: Cabezal de bomba: Serie YZ1515X, YZ2515X, DG (solo 0,1-100 rpm); Rango de velocidad: 0,1 -1 00 rpm (reversible).

B2-01-010960.rpm300: Rango de velocidad: 0,1-300 rpm (reversible); Parámetro: 0,1-300 rpm.

B2-01-010960.rpm600: Rango de velocidad: 0,1-600 rpm (reversible); Parámetro: 0,1-600 rpm.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige cabezal de bomba: serie yz1515x, yz2515x, dg (solo 0,1-100 rpm) y rango de velocidad: 0,1 -1 00 rpm (reversible).

Conviene cuando su proceso exige rango de velocidad: 0,1-300 rpm (reversible) y parámetro: 0,1-300 rpm.

Conviene cuando su proceso exige rango de velocidad: 0,1-600 rpm (reversible) y parámetro: 0,1-600 rpm.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Parámetro, Cabezal de bomba y Rango de velocidad. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuración que cubra Parámetro, Cabezal de bomba y Rango de velocidad con margen según su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)