



la bomba de inyeccion

Código: B2-01-010993

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema abierto: Acepta todas las jeringas estándar de 5ml, 10ml, 20ml/30ml, 50ml/60ml.

Gran pantalla TFT A COLOR con brillo ajustable.

Función de bolo manual y automático.

Sistema antibolo para reducir significativamente la liberación brusca tras la oclusión.

Pantalla de presión de oclusión DPS.

Se pueden consultar y descargar 2000 eventos almacenados.

Cinco modos de trabajo: Modo Tasa, Modo Tiempo, Modo Dosis, Modo Secuencial y Modo Farmacoteca.

Biblioteca de medicamentos con registros de 1030 inyecciones (Opcional).

Identificar las especificaciones de la jeringa automáticamente.

Alarma audible y visual: soporte de jeringa suelto, émbolo de jeringa desconectado, error de inserción de brida de jeringa, jeringa no calibrada, oclusión, jeringa vacía, tasa anormal, batería vacía, sin batería, tecla sujeta durante la infusión, tecla sujeta durante la pausa, infusión completa, Jeringa casi vacía, sin acción, batería baja, fuera del rango de flujo • Librementemente apilable: los usuarios pueden apilar libremente una bomba de jeringa sobre otra para proporcionar múltiples soluciones • Registro automático de infusión.

El sistema de alarma visual y audible y la tasa de inyección precisa hacen que la inyección proceso más seguro y confiable.

Cambie el caudal sin parar durante la infusión.

12 horas de funcionamiento continuo con batería interna.

El sensor de presión preciso y sensible detecta la presión de oclusión con precisión.

Excelente operación de inyección.

La precisión estará asegurada incluso con una inyección de pequeño volumen.

Función de bolo manual y automático.

Pantalla de presión de oclusión DPS.

Alarma audible y visual: soporte de jeringa suelto, émbolo de jeringa desconectado, error de inserción de brida de jeringa, jeringa no calibrada, oclusión, jeringa vacía, tasa anormal, batería vacía, sin batería, tecla sujeta durante la infusión, tecla sujeta durante la pausa, infusión completa, Jeringa casi vacía, sin acción, batería baja, fuera del rango de flujo

Libremente apilable: los usuarios pueden apilar libremente una bomba de jeringa sobre otra para proporcionar múltiples soluciones
Registro automático de infusión.

El sistema de alarma visual y audible y la tasa de inyección precisa hacen que el proceso de inyección sea más seguro y confiable.

Excelente operación de inyección. La precisión estará asegurada incluso con una inyección de pequeño volumen.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Especificación	0,1-9999,9 ml (paso de 0,1 ml) - Rango: 1.0~50.0ml, (paso de 0.1ml) - RS-232
Jeringas aplicables	5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar
Exactitud	+/- 2% con calibración correcta
Modo de tarifa	50 ml (60 ml): 0,1 ml/h-2000,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 30 ml: 0,1 ml/h-1200,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 20 ml: 0,1 ml/h-800,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 10 ml: 0,1 ml/h-400,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 5ml: 0,1~200ml/h (paso de 0.1ml/h o 1ml/h) (Programable 0.01ml/h~9999.9ml/h)
El modo de hora	SOL. VOL:0.1-9999.9ml (paso de 0.1ml) HORA:00:01-99:59min (paso de 1min)
Modo de dosis:	Volumen: 0,1-999,9 ml (paso de 0,1 ml) MASA DE LA DROGA: 0,1-999,9 mg paso de 0,1 mg) DOSIS: 0.001-9999ug/kg/min(paso de 0.001ug/kg/min) PESO: 0,1-300 kg (0,1 kg el paso mínimo) Doce unidades: ng/kg/min y/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min y/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ug/h, mg/h, g/h, U/min, U/h, U/h, U/h
Rango de volumen total	0,1-9999,9 ml (paso de 0,1 ml)
Tasa de purga	50 ml (60 ml): 1500,0 ml/h, 30 ml: 1200,0 ml/h, 20 ml: 800,0 ml/hora 10 ml: 400,0 ml/hora, 5 ml: 200 ml/hora Programable y ajustable
Tasa KVO	0,1~5,0 ml/h, programable y ajustable
Presión dinámica DPS	Configuración de 20 niveles
alarmas	Soporte de jeringa suelto, émbolo de jeringa desconectado, error de inserción de brida de jeringa, jeringa no calibrada, oclusión, jeringa vacía, frecuencia anormal, batería vacía, sin batería, infusión completa, jeringa casi vacía, sin acción, batería baja Tres niveles de volumen de alarma BAJO, MEDIO o ALTO
Tasa de bolo	5 ml: 0,1~200 ml/h, 10 ml: 0,1-400 ml/h, 20 ml: 0,1-800 ml/h, 30 ml: 0,1-1200 ml/h, 50 ml (60 ml): 0,1-2000 ml/h Bolus programable y ajustable, automático/manual disponible
Volumen de bolo	Rango: 1.0~50.0ml, (paso de 0.1ml)
Interfaz	RS-232
Brillo	Se pueden seleccionar de 1 a 10 niveles
Registros de la historia	Se pueden consultar y descargar 2000 eventos almacenados
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación CA: CA 100 a 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz; Fuente de alimentación CC: 12 ~ 15 V, potencia>15W; Batería de litio incorporada: recargable, 7,4 V, 2600 mAh. 8 horas de funcionamiento continuo
Accesorios:	Línea de alimentación de CA, Manual de funcionamiento
Clase de protección	Clase I, tipo CF, IP44
Dimensión	240*150*117mm, cada unidad
noroeste	2,0 kg, cada unidad
Tamaño de embalaje	300*260*160mm, cada unidad
GW	3,0 kg, cada unidad

Aplicaciones

Bombas de Laboratorio (Vacío, Peristálticas) de 0,1-9999,9 ml (pasos de 0,1 ml) y Rango: 1,0~50,0 ml, (en pasos de 0,1 ml): la compra se decide principalmente por jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar y exactitud: +/- 2% con calibración correcta.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es exactitud: +/- 2% con calibración correcta.

Adecuado cuando la especificacion requerida es modo de tarifa: 50 ml (60 ml): 0,1 ml/h-2000,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 30 ml: 0,1 ml/h-1200,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 20 ml: 0,1 ml/h-800,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 10 ml: 0,1 ml/h-400,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 5ml: 0.1~200ml/h (paso de 0.1ml/h o 1ml/h) (programable 0.01ml/h~9999.9ml/h).

Criterios de compatibilidad

Verifique jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar antes de confirmar la compra.

Verifique exactitud: +/- 2% con calibración correcta antes de confirmar la compra.

Verifique modo de tarifa: 50 ml (60 ml): 0,1 ml/h-2000,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 30 ml: 0,1 ml/h-1200,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 20 ml: 0,1 ml/h-800,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 10 ml: 0,1 ml/h-400,0 ml/h (paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h) 5ml: 0.1~200ml/h (paso de 0.1ml/h o 1ml/h) (programable 0.01ml/h~9999.9ml/h) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar y exactitud: +/- 2% con calibración correcta coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)