



Bomba de jeringa doble capacidad 0,1-9999,9 ml

Código: B2-01-010994

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Toque simplificado e intuitivo
- • Canales operativos independientes y con función en línea ---- Los canales AB se pueden trabajar de forma cíclica y repetida
- • dos independientes Grandes pantallas a color de 3,5 pulgadas, hacer que el uso clínico sea más rápido y conveniente
- • Interruptor de alimentación independiente, propicio para uso clínico y conservación de energía.
- • Gestión de tubos: una abrazadera lateral estándar para evitar que se enreden los tubos de infusión y mejorar la visión general y el control de la infusión
- Seguro, eficiente y práctico.
- • Cumple con la clasificación IP44 de alta impermeabilidad para todos los escenarios de aplicaciones clínicas
- • Pantalla de presión dinámica DPS, nivel de alarma de presión múltiple, protección en tiempo real de la seguridad del paciente
- • Las funciones antibolo y antisifón aumentan la seguridad del paciente
- • Se puede cambiar el bolo automático y manual; La tasa de KVO es ajustable para un uso más clínico
- • Cambie el caudal durante la infusión sin detener la infusión
- • Luces de alarma de color de gran escala y gran angular para proteger a los pacientes en tiempo real
- Diseño inteligente, fácil de usar
- • Hay 5 modos de infusión disponibles para satisfacer las necesidades de diferentes departamentos
- • Más de 2000 registros históricos para revisión y exportación, lo cual es conveniente para los usuarios
- • Se puede cambiar y personalizar varios idiomas para satisfacer diversas necesidades geográficas
- Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Especificación	0,1-9999,9 ml (paso 0,1 ml) - 1,0-50,0 ml (paso 0,1 ml) - 25 niveles, 20-160 kPa
Jeringas aplicables	5, 10, 20, 30, 50 y 60 ml de cualquier estándar; marca incorporada y personalizable
Exactitud	±2 % con calibración correcta
Modo de caudal	60 ml: 0,1-2000 ml/h; 30 ml: 0,1-1200 ml/h; 20 ml: 0,1-800 ml/h; 10 ml: 0,1-400 ml/h; 5 ml: 0,1-200 ml/h; programable 0,01-9999,9 ml/h
Modo de tiempo	Volumen 0,1-9999,9 ml; tiempo 00:01-99:59 min
Modo de dosis	Volumen 0,1-999,9 ml; masa 0,1-999,9 mg; dosis 0,001-9999 ug/kg/min; peso 0,1-300 kg; 12 unidades de dosificación

Especificación	0,1-9999,9 ml (paso 0,1 ml) - 1,0-50,0 ml (paso 0,1 ml) - 25 niveles, 20-160 kPa
Rango de volumen total	0,1-9999,9 ml (paso 0,1 ml)
Biblioteca de fármacos	10 categorías, 17 unidades de dosis, personalizable
Modo secuencial	Disponible
Tasa de purga	60 ml: 1500 ml/h; 30 ml: 1200 ml/h; 20 ml: 800 ml/h; 10 ml: 400 ml/h; 5 ml: 200 ml/h; programable
Tasa KVO	0,1-5,0 ml/h, programable y desactivable
Presión dinámica DPS	25 niveles, 20-160 kPa
Alarmas	Soporte suelto, émbolo, brida, no calibrada, oclusión, vacía, caudal anormal, batería, infusión completa, inactividad; volumen bajo/medio/alto
Tasa de bolo	5 ml: 0,1-200 ml/h; 10 ml: 0,1-400 ml/h; 20 ml: 0,1-800 ml/h; 30 ml: 0,1-1200 ml/h; 60 ml: 0,1-2000 ml/h; automático o manual
Volumen de bolo	1,0-50,0 ml (paso 0,1 ml)
Interfaz	RS-232
Brillo	10 niveles
Historial	2000 eventos, consultables y descargables
Fuente de alimentación	CA 100-240 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz; CC 12-15 V > 15 W; litio 11,1 V 2000 mAh, 8 h
Accesorios	Línea de CA y manual
Clase de protección	Clase I, tipo CF, IP44
Dimensión	350 x 150 x 220 mm
Peso neto	4 kg
Tamaño del embalaje	400 x 200 x 250 mm
Peso bruto	4,5 kg

Aplicaciones

Bombas de Laboratorio (Vacio, Peristalticas) de 0,1-9999,9 ml (pasos de 0,1 ml) y Rango: 1,0~50,0 ml (en pasos de 0,1 ml): la compra se decide principalmente por jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar . marca de jeringa incorporada carolina del sur y ser personalizado por los usuarios y exactitud: +/- 2% con calibración correcta.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar . marca de jeringa incorporada carolina del sur y ser personalizado por los usuarios .

Adecuado cuando la especificacion requerida es exactitud: +/- 2% con calibración correcta.

Adecuado cuando la especificacion requerida es modo de tarifa: 50 ml (60 ml) : 0.1ml/h- 20 00,0 ml/h (0,1 ml/h o 1ml/hora paso) 3 0ml : 0.1ml/h- 12 00,0 ml/h (0,1 ml/h o 1ml/hora paso) 20ml : 0,1 ml/h-800,0 ml/h (0,1 ml/h o 1ml/hora paso) 10ml : 0,1 ml/h-400,0 ml/h (0,1 ml/h o 1ml/hora paso) 5ml: 0.1~200ml/hora (0,1 ml/hora o 1ml/hora paso) (pags programable 0.01ml/h~9999.9ml/h).

Criterios de compatibilidad

Verifique jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar . marca de jeringa incorporada carolina del sur y ser personalizado por los usuarios antes de confirmar la compra.

Verifique exactitud: +/- 2% con calibración correcta antes de confirmar la compra.

Verifique modo de tarifa: 50 ml (60 ml) : 0.1ml/h- 20 00,0 ml/h (0,1 ml/h o 1ml/hora paso) 3 0ml : 0.1ml/h- 12 00,0 ml/h (0,1 ml/h o



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1ml/hora paso) 20ml : 0,1 ml/h-800,0 ml/h (0,1 ml/h o 1ml/hora paso) 10ml : 0,1 ml/h-400,0 ml/h (0,1 ml/h o 1ml/hora paso) 5ml: 0.1~200ml/hora (0,1 ml/hora o 1ml/hora paso) (pags programable 0.01ml/h~9999.9ml/h) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si jeringas aplicables: 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de cualquier estándar . marca de jeringa incorporada carolina del sur y ser personalizado por los usuarios y exactitud: +/- 2% con calibración correcta coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)