



Máquina automática de sellado y tapado 96 pocillos

Código: B2-01-011095

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La máquina selladora y tapadora automática B2-01-011095 adopta un diseño de compresión vertical, el efecto de sellado y tapado es hermético y no tiene fugas, lo que evita eficazmente la pérdida de muestras y la contaminación cruzada; Utilizada principalmente para experimentos de PCR, se puede utilizar para la película de sellado de placas de PCR sin faldón, placas de PCR con semifaldón, placas de PCR con faldón completo y el tapado de tubos de PCR de 8 tiras; Inicio con un botón, todo el proceso es simple, rápido, conveniente y seguro.

Características

- 1. Inicio con un botón.
- 2. Operación simple y rápida.
- 3. Seguro y ahorra mano de obra.
- 4. Velocidad de tapado/sellado ≤ 4 s.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Velocidad de tapado/sellado ≤ 4 s - Presión pico: 300 kg - Botón
Capacidad	8~96, apto para tubos PCR de 8 pocillos y placas PCR de 96 pocillos
Método de inicio	Botón
Velocidad	Velocidad de tapado/sellado ≤ 4 s
Función	Tapado de tubos PCR de 8 pocillos, tapado de placas PCR de 96 pocillos, película selladora para placas PCR
Adaptador	2 tipos, para tubos PCR de 8 pocillos y placas PCR de 96 pocillos, personalizable
Presión	Presión pico: 300 kg
Fuente de alimentación	100~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	277×194×230 mm
Peso neto	9,2 kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	300×260×340 mm
Peso bruto	12 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

maquina automatica de sellado y taponado: la compra se decide principalmente por rendimiento: 8~96, adecuado para tubos pcr de 8 tiras y placas pcr de 96 pocillos y método de inicio: botón.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rendimiento: 8~96, adecuado para tubos pcr de 8 tiras y placas pcr de 96 pocillos.

Adecuado cuando la especificacion requerida es método de inicio: botón.

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad: velocidad de tapado/sellado ≤ 4 s.

Criterios de compatibilidad

Verifique rendimiento: 8~96, adecuado para tubos pcr de 8 tiras y placas pcr de 96 pocillos antes de confirmar la compra.

Verifique método de inicio: botón antes de confirmar la compra.

Verifique velocidad: velocidad de tapado/sellado ≤ 4 s antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rendimiento: 8~96, adecuado para tubos pcr de 8 tiras y placas pcr de 96 pocillos y método de inicio: botón coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)