



Instrumento de descongelación celular capacidad 0,8–1,5 ml

Código: B2-01-011104

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

B2-01-011104 realizó la descongelación y recuperación de células principalmente a través de calentamiento por resistencia, control de temperatura de descongelación y tecnología de detección de baja temperatura, detectó con precisión el cambio de estado sólido a estado líquido de acuerdo con el cambio de temperatura del tubo de almacenamiento congelado durante todo el proceso de recuperación, y finalmente mantuvo la muestra a 0~5°C.

Características

- Parámetro técnico

Características

- Apariencia delicada y operación sencilla.
- Calentamiento por resistencia con programa de control de temperatura preciso.
- Operación estandarizada y alta tasa de supervivencia celular.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,8~1,5 ml - 1,8~2,0 ml viales criogénicos estándar - ≤75%
Temperatura posterior al descongelado	0~5 °C
Tamaño del contenedor	1,8~2,0 ml viales criogénicos estándar
Capacidad de muestra	0,8~1,5 ml
Temperatura de trabajo	5~35 °C
Humedad de trabajo	≤75%
Temperatura de almacenamiento	-20 °C~60 °C
Altitud máxima	≤2000 m
Consumo	≤40 W
Fuente de alimentación	CA 100~240 V 50/60 Hz, CC 12 V
Corriente de salida	3 A

Especificación	0,8~1,5 ml - 1,8~2,0 ml viales criogénicos estándar - ≤75%
Dimensiones externas	Ø 111×145 mm
Dimensiones del embalaje	300×230×180 mm
Peso neto	1,3 kg
Peso bruto	1,5 kg

Aplicaciones

Instrumento de descongelación de células: la compra se decide principalmente por temperatura a después de descongelar: 0~5°C y tiempo de descongelación: <3 minutos.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es temperatura a después de descongelar: 0~5°C.

Adecuado cuando la especificación requerida es tiempo de descongelación: <3 minutos.

Adecuado cuando la especificación requerida es tamaño de contenedor: crioviales estándar de 1,8~2,0 ml.

Criterios de compatibilidad

Verifique temperatura a después de descongelar: 0~5°C antes de confirmar la compra.

Verifique tiempo de descongelación: <3 minutos antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño de contenedor: crioviales estándar de 1,8~2,0 ml antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si temperatura a después de descongelar: 0~5°C y tiempo de descongelación: <3 minutos coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)