



Campana extractora de acceso 1150-1850 m³/h

Código: B2-01-010096**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Es el nuevo instrumento técnico para talleres de aire acondicionado y de limpieza. Es ampliamente aplicable en electrónica, química, mecánica, universidades y laboratorios. La campana extractora se puede utilizar en operaciones con riesgo potencial o factores de infección desconocidos, así como en experimentos de inflamabilidad, volatilización de explosivos y narcóticos. Protege al operador y las muestras.

Características

- 1. Con función de memoria en caso de corte de energía.
- 2. Los operadores están disponibles para ingresar a la campana extractora para operar si es necesario.
- 3. Sistema de escape de sala grande, adecuado para instrumentos y equipos de laboratorio de gran tamaño.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1400*1050*2450 mm	pack 1710*1050*2450 mm	pack Cuerpo principal
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	1200*800*2250 mm	1500*800*2250 mm	Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	980*550*1670 mm	1280*550*1670 mm	Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)
Apertura máxima	1300 mm	1300 mm	Apertura máxima
Volumen de flujo de aire de escape	1150 m ³ /h	1500 m ³ /h	Volumen de flujo de aire de escape
Velocidad del aire de entrada	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	Velocidad del aire de entrada
Ruido	≤62 dB	≤62 dB	Ruido
Vibración	Amplitud ≤ 5 μm	Amplitud ≤ 5 μm	Vibración
Iluminación	≥800 lux	≥800 lux	Iluminación
Lámpara fluorescente	12W*2	16W*2	Lámpara fluorescente
Fuente de alimentación	CA 220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz	CA 220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz	Fuente de alimentación
Consumo	400 W	500 W	Consumo
Ventana delantera	Manual, cristal templado de 5 mm, altura regulable	Manual, cristal templado de 5 mm, altura regulable	Ventana delantera

Especificación	pack 1400*1050*2450 mm	pack 1710*1050*2450 mm	pack Cuerpo principal
Material	Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento de polvo antibacteriano.	Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento de polvo antibacteriano.	Exterior
Interior	Tablero laminado compacto con buena resistencia a ácidos y álcalis.	Tablero laminado compacto con buena resistencia a ácidos y álcalis.	Tablero laminado compacto con buena resistencia a ácidos y álcalis.
Accesorio estándar	Ventilador externo, lámpara LED, grifo de agua, grifo de gas, PAG agua P hundir , EN válvula de agua, GRAMO como válvula , Enchufes impermeables*4, conducto de 5 metros	Ventilador externo, lámpara LED, grifo de agua, grifo de gas, PAG agua P hundir , EN válvula de agua, GRAMO como válvula , Enchufes impermeables*4, conducto de 5 metros	Accesorio estándar
enchufes	Carga total de 4 enchufes impermeables: ≤500 W	Carga total de 4 enchufes impermeables: ≤500 W	enchufes
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1400*1050*2450 mm	1710*1050*2450 mm	Cuerpo principal
Ventilador de escape	1040*890*710 mm	1040*890*710 mm	970*810*720 mm
Peso bruto	260 kg ; 40 kg	290 kg; 50 kg	Peso bruto

Aplicaciones

Campana extractora de gases de acceso: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen del flujo de aire de escape y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 980*550*1670 mm; Volumen del flujo de aire de escape: 1150 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1200*800*2250 mm.

Configuración 2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1280*550*1670 mm; Volumen del flujo de aire de escape: 1500 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1500*800*2250 mm.

Configuración 3: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1580*550*1670 mm; Volumen del flujo de aire de escape: 1850 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1800*800*2250 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 980*550*1670 mm y volumen del flujo de aire de escape: 1150 m³/h.

Use esta configuración si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1280*550*1670 mm y volumen del flujo de aire de escape: 1500 m³/h.

Use esta configuración si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1580*550*1670 mm y volumen del flujo de aire de escape: 1850 m³/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen del flujo de aire de escape y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen del flujo de aire de escape y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)