



Campana extractora sin conductos 910-1710 mm utiles

Código: B2-01-010135

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

In chemical laboratories, a lot of odors, moisture and corrosive substances will be generated during the experiment. To protect the safety of users and prevent the spread of pollutants in laboratories, fume hoods are used.

Características

1. LCD touch screen control panel, easy to operate.
2. With memory function in case of power-failure.
3. 8°slope front ergonomics design, fatigue-free working posture.
4. Temperature and humidity sensors, can detect indoor temperature and humidity.
5. Three side transparent acrylic windows, front window reversal design, easy to operate.
6. The base cabinet is equipped with a middle partition.
7. Electronic control system, anti-overload, anti-electric shock, stable performance, long service life.
8. Inside and outside probe, detect indoor air pollution and filter conditions. Audible and visual alarm for changing filter.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	910*690*740mm - 1140*1040*1490mm - 1140*1040*1060mm - modelo 1	1110*690*740mm - 1350*1040*1490mm - 1350*1040*1060mm - modelo 2	432 m³/h - ≤58 dB(A) - modelo 3	547m³/h - 1710*690*740mm - 1950*1140*1490mm - modelo 4
Tamaño externo (An×Pr×Al)	1000*830*2140mm	1200*830*2140mm	1500*940*2140 mm	1800*940*2140mm
Tamaño interno (An×Pr×Al)	910*690*740mm	1110*690*740mm	1410*690*740 mm	1710*690*740mm
Altura de superficie de trabajo	900mm	900mm	900 mm	900mm
Apertura máx.	650mm	650mm	650 mm	650mm
Velocidad del aire	0,4~0,6m/s	0,4~0,6m/s	0,4~0,6 m/s	0,4~0,6m/s
Caudal de aire	136m³/h	136m³/h	432 m³/h	547m³/h
Ruido	≤58dB(A)	≤58dB(A)	≤58 dB(A)	≤58dB(A)
Lámpara fluorescente	12W*2	12W*2	12 W*3	12W*3
Lámpara UV (opcional)	Emisión de 253,7 nm para descontaminación más eficiente	Emisión de 253,7 nanómetros para la descontaminación más eficiente	Emisión de 253,7 nm para la descontaminación más eficiente	Emisión de 253,7 nm para la descontaminación más eficiente
Soplador	Soplador centrífugo incorporado, velocidad ajustable	Soplador centrífugo incorporado, velocidad ajustable	Ventilador centrífugo incorporado, velocidad regulable	Soplador centrífugo integrado, velocidad ajustable

Especificación	910*690*740mm - 1140*1040*1490mm - 1140*1040*1060mm - modelo 1	1110*690*740mm - 1350*1040*1490mm - 1350*1040*1060mm - modelo 2	432 m³/h - ≤58 dB(A) - modelo 3	547m³/h - 1710*690*740mm - 1950*1140*1490mm - modelo 4
Ventana frontal	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Consumo	400W	400W	500 W	500W
Material · Exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacterial	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material · Ventana lateral	Ventana de acrílico	Ventana de acrílico	Ventana de acrílico	Ventana de acrílico
Material · Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a químicos	Resina fenólica resistente a químicos	Resina fenólica resistente a químicos	Resina fenólica resistente a químicos
Filtro químico	2 uds.	2 uds.	4 pzas.	4 pzas.
Accesorios estándar	Lámpara fluorescente, gabinete base, carga total de 2 tomacorrientes impermeables: 500W, filtro químico	Lámpara fluorescente, gabinete base, carga total de 2 tomas a prueba de agua: 500W, filtro químico	Lámpara fluorescente, gabinete base, carga total de 2 tomas a prueba de agua: 500 W, filtro químico	Lámpara fluorescente, gabinete base, carga total de 2 tomacorrientes impermeables: 500 W, filtro químico
Accesorio opcional	Llave de agua, llave de gas, piletta de agua, regulación eléctrica de altura, soporte base ajustable, filtro HEPA, lámpara UV	Llave de agua, llave de gas, lavabo, altura eléctrica, base ajustable, filtro HEPA, lámpara UV	Llave de agua, llave de gas, fregadero, altura eléctrica, base regulable, filtro HEPA, lámpara UV	Llave de agua, llave de gas, piletta de agua, regulación eléctrica de altura, base regulable, filtro HEPA, lámpara UV
Peso bruto	163kg; 86kg	180kg; 95kg	249 kg; 115 kg	275kg; 129kg
Tamaño del embalaje · Cuerpo principal	1140*1040*1490mm	1350*1040*1490mm	1650*1140*1490 mm	1950*1140*1490mm
Tamaño del embalaje · Gabinete base	1140*1040*1060mm	1350*1040*1060mm	1650*1140*1060 mm	1950*1140*1060mm

Aplicaciones

Campana extractora de humos sin conductos: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen del flujo de aire, Lámpara fluorescente y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Que cambia entre variantes

B2-01-010135.1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 910*690*740mm; Volumen del flujo de aire: 136 m³/h; Lámpara fluorescente: 12W*2.

B2-01-010135.2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1110*690*740mm; Volumen del flujo de aire: 136 m³/h; Lámpara fluorescente: 12W*2.

B2-01-010135.3: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1410*690*740mm; Volumen del flujo de aire: 432 m³/h; Lámpara fluorescente: 12W*3.

B2-01-010135.4: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1710*690*740mm; Volumen del flujo de aire: 547 m³/h; Lámpara fluorescente: 12W*3.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 910*690*740mm y volumen del flujo de aire: 136 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1110*690*740mm y volumen del flujo de aire: 136 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1410*690*740mm y volumen del flujo de aire: 432 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1710*690*740mm y volumen del flujo de aire: 547 m³/h.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen del flujo de aire, Lámpara fluorescente y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen del flujo de aire, Lámpara fluorescente y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)