



Campana de preparacion de compuestos 500-700 mm

Código: B2-01-010142

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La campana de preparación de compuestos es un dispositivo especializado de aire limpio, diseñado para proporcionar un entorno controlado y libre de partículas para la preparación segura de compuestos. Garantiza la protección tanto del operador como del producto, manteniendo los más altos niveles de esterilidad y seguridad. Equipada con filtros HEPA y sistemas avanzados de flujo de aire, la campana garantiza un control óptimo de la contaminación en entornos hospitalarios y de laboratorio.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	480*340*370	480*340*370	580*520*610	580*520*610	640*550*700	640*550*700	940*550*700	1140*550*700
Configuración	480*340*370	480*340*370	580*520*610	580*520*610	640*550*700	640*550*700	940*550*700	1140*550*700
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	550*460*700	550*460*700	600*580*1060	600*580*1060	700*620*1150	700*620*1150	1000*620*1150	1200*620*1150
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm	480*340*370	480*340*370	580*520*610	580*520*610	640*550*700	640*550*700	940*550*700	1140*550*700
Mostrar	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Velocidad del flujo de aire	0,3~0,5 m/s	≥0,5 m/s	0,3~0,5 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,5 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s
Material - Principal Cuerpo	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano
Material - Principal Cuerpo	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano
Material - Trabajar Mesa	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	Placa de acero fisicoquímica sólida	Placa de acero fisicoquímica sólida	Placa de acero fisicoquímica sólida
Material - Trabajar Mesa	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	Placa de acero fisicoquímica sólida	Placa de acero fisicoquímica sólida	Placa de acero fisicoquímica sólida

Especificación	480*340*370	480*340*370	580*520*610	580*520*610	640*550*700	640*550*700	940*550*700	1140*550*700
Prefiltro	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)	Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)
Filtrar	Filtro HEPA	Filtro de carbón activo, filtro HEPA	Filtro HEPA	Filtro de carbón activo	Filtro HEPA	Filtro de carbón activo	Filtro de carbón activo, filtro HEPA	Filtro de carbón activo, filtro HEPA
Ruido	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB	≤60 dB
Ventana delantera	Manual, vidrio templado de 5 mm, anti UV.	Manual, vidrio templado de 5 mm, anti UV.	Manual, material acrílico.	Manual, material acrílico.	Manual, material acrílico.	Manual, material acrílico.	Manual, material acrílico.	Manual, material acrílico.
Apertura máxima	300 mm	300 mm	590 mm	590 mm	590 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Lámpara LED	4W*1	4W*1	4W*1	4W*1	4W*1	4W*2	12 W*1	12 W*1
Lámpara UV	8 W*1	8 W*1	8 W*1	8 W*1	8 W*1	15 W*1	15 W*1 (opcional)	15 W*1 (opcional)
Lámpara UV	Emisión de 253,7 nanómetros	Emisión de 253,7 nanómetros	Emisión de 253,7 nanómetros	Emisión de 253,7 nanómetros	Emisión de 253,7 nanómetros	Emisión de 253,7 nanómetros	Emisión de 253,7 nanómetros	Emisión de 253,7 nanómetros
Consumo	100 W	100 W	150 W	150 W	150 W	300 W	200 W	200 W
Alimentacion electrica	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz
Accesorio estándar	Filtro HEPA, Lámpara LED, Lámpara UV*2	Filtro de carbón activo, Filtro HEPA, Lámpara LED, Lámpara UV*2	Filtro HEPA, Lámpara LED, Lámpara UV*2, Toma de corriente impermeable	Filtro de carbón activo, Lámpara LED, Lámpara UV*2, Toma de corriente impermeable	Filtro de carbón activo, Lámpara LED, Lámpara UV*2, Toma de corriente impermeable	Filtro HEPA, Lámpara LED*2, Lámpara UV*2	Filtro de carbón activo, Filtro HEPA (para modelos BYKG-X, BYKG-XII) Lámpara LED*1, (Lámpara LED*2 para BYKG-IX) Conducto de escape de PVC de 4 metros, Diámetro: 250 mm	Filtro de carbón activo, Filtro HEPA (para modelos BYKG-X, BYKG-XII) Lámpara LED*1, (Lámpara LED*2 para BYKG-IX) Conducto de escape de PVC de 4 metros, Diámetro: 250 mm
Accesorio opcional	/	/	Soporte de base	Soporte de base	Soporte de base	Soporte de base, lámpara UV*2	Soporte de base, lámpara UV*2	Soporte de base, lámpara UV*2
Peso bruto	57 kilos	57 kilos	90 kilos	90 kilos	90 kilos	100 kilos	145 kilos	190 kilos
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	700*610*925	700*610*925	760*740*1280	760*740*1280	760*740*1280	840*760*1400	1140*740*1340	1340*740*1360

Aplicaciones

Campana de preparacion de compuestos de sobremesa: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm, Velocidad del flujo de aire, Filtrar y Material - Trabajar Mesa.

Que cambia entre variantes

B2-01-010142.1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm: 480*340*370; Velocidad del flujo de aire: 0,3~0,5 m/s; Filtrar: Filtro HEPA.

Configuracion 2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm: 480*340*370; Velocidad del flujo de aire: ≥0,5 m/s; Filtrar: Filtro de carbón activo, filtro HEPA.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Configuracion 4: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm: 580*520*610; Velocidad del flujo de aire: 0,3~0,8 m/s; Filtrar: Filtro de carbón activo.

interior 1140 x 550 x 700 mm, 0,3-0,8 m/s y carbon activo + HEPA: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm: 1140*550*700; Velocidad del flujo de aire: 0,3~0,8 m/s; Filtrar: Filtro de carbón activo, filtro HEPA.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 480*340*370 y velocidad del flujo de aire: 0,3~0,5 m/s.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 480*340*370 y velocidad del flujo de aire: $\geq 0,5$ m/s.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 580*520*610 y velocidad del flujo de aire: 0,3~0,8 m/s.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm: 1140*550*700 y velocidad del flujo de aire: 0,3~0,8 m/s.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm, Velocidad del flujo de aire, Filtrar y Material - Trabajar Mesa; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm, Velocidad del flujo de aire, Filtrar y Material - Trabajar Mesa.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)