



Esterilizador de perlas de vidrio

Código: B2-01-010265

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Digital control, up to 300°C.

Características

1. Sterilizes forceps, scissors, needles&other small surgical instruments(generally within 10~15s).
2. Safe to use: no gases, fumes, open flames or harsh liquids.
3. Stainless steel inner container, built-in highly precise temperature controller and over-temperature protection.
4. Includes one bag of glass beads.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	150 g - ϕ 40*80 mm - modelo 1	300 g - ϕ 40*140 mm - modelo 2
Capacidad de perlas de vidrio	150 g	300 g
Rango de temperatura	100~300°C	100~300°C
Exactitud de temperatura	$\pm 5^{\circ}\text{C}$	$\pm 5^{\circ}\text{C}$
Precisión de temperatura	1°C	1°C
Rango de temporización	1 min~99 h 59 min/ ∞	1 min~99 h 59 min/ ∞
Tiempo de calentamiento	≤ 25 min (T. amb. a 300°C)	≤ 25 min (T. amb. a 300°C)
Material de la tapa	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tamaño de la cámara	$\phi 40*80$ mm	$\phi 40*140$ mm
Accesorios estándar	Perlas de vidrio	Perlas de vidrio
Consumo máximo	120 W	250 W
Alimentación eléctrica	AC 110/220 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz	CA 110/220 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Dimensiones externas (A×P×A)	176*135*189,5 mm	176*135*249,5 mm
Peso neto	2,5 kg	3,3 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	330*300*300 mm	330*300*300 mm
Peso bruto	3,8 kg	4,62 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Horno de secado/incubadora (doble proposito): elija la variante comparando Capacidad de las perlas de vidrio, Tamaño de la cámara y Precisión de temperatura.

Que cambia entre variantes

B2-01-010265.1: Capacidad de las perlas de vidrio: 150 gramos; Tamaño de la cámara: $\phi 40 \times 80$ mm; Precisión de temperatura: 1°C.

B2-01-010265.2: Capacidad de las perlas de vidrio: 300 gramos; Tamaño de la cámara: $\phi 40 \times 140$ mm; Precisión de temperatura: 1°C.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad de las perlas de vidrio: 150 gramos y tamaño de la cámara: $\phi 40 \times 80$ mm.

Use esta configuracion si necesita capacidad de las perlas de vidrio: 300 gramos y tamaño de la cámara: $\phi 40 \times 140$ mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad de las perlas de vidrio, Tamaño de la cámara y Precisión de temperatura; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad de las perlas de vidrio, Tamaño de la cámara y Precisión de temperatura.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)