



Bano de agua termostatico 3-26 L

Código: B2-01-010829

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Thermostatic Water Bath is used for incubating samples in water at a constant temperature over a long period of time, as well as for drying, concentrating, distilling chemical reagents. It is a necessary equipment for education and scientific research in biological, genetic, aquatic, environmental protection, health, biochemical laboratories and analysis rooms.

Características

1. PID temperature control, high temperature precision, with temperature deviation alarm.
2. The water tank is made of 304 stainless steel by one time stamping process, which is resistant to high temperature, corrosion and rust.
3. All-round heating, rapid heating, adjustable lid locking temperature.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5 L - modelo 1	10L - 0~99h59min - modelo 2	20 L - modelo 3	26 L - modelo 4
Capacidad	5 L	10L	20 L	26 L
Rango de temperatura	TA~100 °C	TA~100°C	ambiente~100°C	TA~100 °C
Precisión de temperatura	±0,5 °C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5 °C
Fluctuación de temperatura	±0,5 °C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5 °C
Uniformidad de temperatura	±0,5 °C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5 °C
Rango de temporización	0~99 h 59 min	0~99h59min	0~99 h 59 min	0~99 h 59 min
Pantalla	Pantalla OLED	Pantalla OLED	Pantalla OLED	Pantalla OLED
Protección anti-seco	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consumo	600 W	1000W	1500 W	2000 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V±10 %, 50/60 Hz (Estándar); 110 V, 50/60 Hz (Opcional)	AC220V±10%, 50/60Hz (Estándar); 110V, 50/60Hz (Opcional)	CA 220 V±10%, 50/60 Hz (Estándar); 110 V, 50/60 Hz (Opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones internas (LxAxH)	300×150×150 mm	325*300*145mm	505*300*150 mm	620×315×135 mm
Dimensiones externas (LxAxH)	383×236×259 mm	383*381*264mm	568*376*259 mm	650×365×264 mm
Peso neto	4,5 kg	6kg	8 kg	10 kg

Especificación	5 L - modelo 1	10L - 0~99h59min - modelo 2	20 L - modelo 3	26 L - modelo 4
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	444x294x324 mm	444*444*324mm	634*444*324 mm	710x400x285 mm
Peso bruto	4,7 kg	6,2kg	8,5 kg	13 kg

Aplicaciones

Baño de agua termostático para incubación en agua a temperatura constante, secado, concentración y destilación de reactivos químicos según la ficha.

- Elija la variante por cantidad máxima de tubos o recipientes que necesita acomodar al mismo tiempo.
- Verifique diámetro y altura del recipiente antes de cotizar, porque la matriz cambia la capacidad admisible según esas dimensiones.
- Para diámetros mayores o recipientes más altos, use solo variantes donde la tabla muestre compatibilidad explícita.

Que cambia entre variantes

Guíade compra Baño de agua termostático para incubación en agua a temperatura constante, secado, concentración y destilación de reactivos químicos según la ficha. - Elija la variante por cantidad máxima de tubos o recipientes que necesita acomodar al mismo tiempo. - Verifique diámetro y altura del recipiente antes de cotizar, porque la matriz cambia la capacidad admisible según esas dimensiones. - Para diámetros mayores o recipientes más altos, use solo variantes donde la tabla muestre compatibilidad explícita.

Escenarios de uso recomendados

Guíade compra Baño de agua termostático para incubación en agua a temperatura constante, secado, concentración y destilación de reactivos químicos según la ficha. - Elija la variante por cantidad máxima de tubos o recipientes que necesita acomodar al mismo tiempo. - Verifique diámetro y altura del recipiente antes de cotizar, porque la matriz cambia la capacidad admisible según esas dimensiones. - Para diámetros mayores o recipientes más altos, use solo variantes donde la tabla muestre compatibilidad explícita.

Cómo elegir rápido

Guíade compra Baño de agua termostático para incubación en agua a temperatura constante, secado, concentración y destilación de reactivos químicos según la ficha. - Elija la variante por cantidad máxima de tubos o recipientes que necesita acomodar al mismo tiempo. - Verifique diámetro y altura del recipiente antes de cotizar, porque la matriz cambia la capacidad admisible según esas dimensiones. - Para diámetros mayores o recipientes más altos, use solo variantes donde la tabla muestre compatibilidad explícita.

Recomendación de compra

Guíade compra Baño de agua termostático para incubación en agua a temperatura constante, secado, concentración y destilación de reactivos químicos según la ficha. - Elija la variante por cantidad máxima de tubos o recipientes que necesita acomodar al mismo tiempo. - Verifique diámetro y altura del recipiente antes de cotizar, porque la matriz cambia la capacidad admisible según esas dimensiones. - Para diámetros mayores o recipientes más altos, use solo variantes donde la tabla muestre compatibilidad explícita.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)