



Baño de agua con agitación termostática

Código: B2-01-010845

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Thermostatic Shaking Water Bath is a high-precision laboratory instrument designed to provide controlled heating and uniform shaking simultaneously.

Características

1. Microprocessor controller with LED display, high precision of controlling temperature.
2. Advanced multipurpose stainless steel spring clip.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Oscilación rotatoria, continua - modelo 1	Oscilación rotativa y recíprocante, continua - modelo 2	60~280 rpm - 0~9999 min - Recíproco, continuo - modelo 3
Amplitud de agitación	≥20mm	≥20mm	≥20 mm
Método de agitación	Oscilación rotatoria, continua	Oscilación rotativa y recíprocante, continua	Recíproco, continuo
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Velocidad rotativa	60~280rpm	60~280rpm	60~280 rpm
Rango de temperatura	TA~100°C	TA~100°C	TA~100°C
Precisión de temperatura	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Rango de temporización	0~9999min	0~9999min	0~9999 min
Consumo	1500W	1500W	1500 W
Alimentación eléctrica	CA 110/220V±10%, 50/60Hz	CA 110/220V±10%, 50/60Hz	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz
Dimensiones internas (LxAxH)	490*390*170mm	490*390*170mm	490*390*170 mm
Dimensiones externas (LxAxH)	700*530*480mm	700*530*480mm	700*530*480 mm
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	800*600*560mm	810*600*580mm	810*600*580 mm
Peso bruto	48kg	52kg	48 kg

Aplicaciones

Equipos de control de: elija la variante comparando Método de agitación.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

B2-01-010845.1: Método de agitación: Oscilación de rotación, continua.

B2-01-010845.2: Método de agitación: Oscilación de rotación y reciprocidad, continua.

agitacion alternativa continua: Método de agitación: Alternativo, continuo.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita método de agitación: oscilación de rotación, continua.

Use esta configuracion si necesita método de agitación: oscilación de rotación y reciprocidad, continua.

Use esta alternativa si necesita método de agitación: alternativo, continuo.

Cómo elegir rápido

Revise primero Método de agitación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Método de agitación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)