



Maquina de molienda 24-96 muestras

Código: B2-01-010886

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. La estructura totalmente metálica mejora la estabilidad y la seguridad de toda la máquina.
- 2. El cierre de seguridad de la cámara de trabajo garantiza la seguridad de las muestras y del laboratorio.
- 3. No hay contaminación cruzada y el tubo de muestra está completamente cerrado durante el proceso de trituración.
- 4. Buena repetibilidad. Se puede aplicar el mismo procedimiento a la misma muestra de tejido para obtener el mismo efecto de pulido.
- 5. Se puede realizar un gran número de operaciones simultáneas y el efecto es bueno.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4	5
Capacidad e tándar	Adaptador de PE de 24 x 2 ml, 1 unidad	Adaptador de PE de 48 x 2 ml, 1 unidad	Adaptador PE de 96 x 2 ml, 1 unidad	Adaptador PE de 96 x 2 ml, 1 unidad	Adaptador PE de 96 x 2 ml, 1 unidad
Función de refrigeración	No	No	No	Sí, de 0 °C a -50 °C	Sí, de 20 °C a -50 °C
Modo de visualización	Pantalla táctil	Pantalla táctil	Pantalla táctil	Pantalla táctil	Pantalla táctil OLED de 5 pulgadas
Granularidad de de carga	~5µm	~5µm	~5µm	~5µm	~5µm
Número aceptable de tubo de molienda	>2 pieza	>2 pieza	>2 pieza	>2 pieza	>2 pieza
Frecuencia	0~70 Hz	0~70 Hz	0~70 Hz	0~70 Hz	0~70 Hz
Ajuste de hora	0 ~ 99 min	0 ~ 99 min	0 ~ 99 min	0 ~ 99 min	0 ~ 99 min
Bola de molienda Material y tamaño	Acero aleado, acero al cromo, zirconio, carburo de tungsteno, arena de cuarzo; 0,1~30 mm	Acero aleado, acero al cromo, zirconio, carburo de tungsteno, arena de cuarzo; 0,1~30 mm	Acero aleado, acero al cromo, zirconio, carburo de tungsteno, arena de cuarzo; 0,1~30 mm	Acero aleado, acero al cromo, zirconio, carburo de tungsteno, arena de cuarzo; 0,1~30 mm	Acero aleado, acero al cromo, zirconio, carburo de tungsteno, arena de cuarzo; 0,1~30 mm
Nivel de ruido	<55 dB	<55 dB	<55 dB	<55 dB	<55 dB
Método de molienda	E tándi ponible la molienda húmeda, la molienda eca y la molienda a baja temperatura.	E tándi ponible la molienda húmeda, la molienda eca y la molienda a baja temperatura.	E tándi ponible la molienda húmeda, la molienda eca y la molienda a baja temperatura.	E tándi ponible la molienda húmeda, la molienda eca y la molienda a baja temperatura.	E tándi ponible la molienda húmeda, la molienda eca y la molienda a baja temperatura.
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz (e tándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50/60 Hz (e tándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50/60 Hz (e tándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50/60 Hz (e tándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50/60 Hz (e tándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional)

Especificación	1	2	3	4	5
Pieza opcional	1. Adaptador: Tipo común: 0,2 ml*96; 2,0 ml*24; 5,0 ml*12; 15 ml*8; 25 ml*4; 50 ml*2; 5,0 ml*24; 2,0 ml*48, etc. Tipo de refrigeración (puede alcanzar -196 °C): 2,0 ml x 24; 5,0 ml x 12; 15 ml x 8; 25 ml x 2; 50 ml x 2; etc. 2. Tubo de molienda refrigerado de 2~100 ml. También e pueden per analizar.	1. Adaptador: Tipo común: 0,2 ml*96; 2,0 ml*24; 5,0 ml*12; 15 ml*8; 25 ml*4; 50 ml*2; 5,0 ml*24; 2,0 ml*48, etc. Tipo de refrigeración (puede alcanzar -196 °C): 2,0 ml x 24; 5,0 ml x 12; 15 ml x 8; 25 ml x 2; 50 ml x 2; etc. 2. Tubo de molienda refrigerado de 2~100 ml. También e pueden per analizar.	1. Adaptador: Tipo común: 0,2 ml*96; 2,0 ml*24; 5,0 ml*12; 15 ml*8; 25 ml*4; 50 ml*2; 5,0 ml*24; 2,0 ml*48, etc. Tipo de refrigeración (puede alcanzar -196 °C): 2,0 ml x 24; 5,0 ml x 12; 15 ml x 8; 25 ml x 2; 50 ml x 2; etc. 2. Tubo de molienda refrigerado de 2~100 ml. También e pueden per analizar.	1. Adaptador: Tipo común: 0,2 ml*96; 2,0 ml*24; 5,0 ml*12; 15 ml*8; 25 ml*4; 50 ml*2; 5,0 ml*24; 2,0 ml*48, etc. Tipo de refrigeración (puede alcanzar -196 °C): 2,0 ml x 24; 5,0 ml x 12; 15 ml x 8; 25 ml x 2; 50 ml x 2; etc. 2. Tubo de molienda refrigerado de 2~100 ml. También e pueden per analizar.	1. Adaptador: Tipo común: 0,2 ml*96; 2,0 ml*24; 5,0 ml*12; 15 ml*8; 25 ml*4; 50 ml*2; 5,0 ml*24; 2,0 ml*48, etc. Tipo de refrigeración (puede alcanzar -196 °C): 2,0 ml x 24; 5,0 ml x 12; 15 ml x 8; 25 ml x 2; 50 ml x 2; etc. 2. Tubo de molienda refrigerado de 2~100 ml. También e pueden per analizar.
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	480*350*510 mm	530*400*560 mm	570*490*680 mm	850*590*560 mm	550*550*950 mm
Pe o bruto	25 kilo	39 kilo	52 kilo	74 kilo	95 kg

Aplicaciones

Kits de prueba Elisa Kit de inmunoensayo enzimatico cualitativo humano: elija la variante comparando Capacidad estándar, Función de refrigeración y Modo de visualización.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Capacidad estándar: Adaptador de PE de 24 x 2 ml, 1 unidad; Función de refrigeración: No; Modo de visualización: Pantalla táctil.

Configuración 2: Capacidad estándar: Adaptador de PE de 48 x 2 ml, 1 unidad; Función de refrigeración: No; Modo de visualización: Pantalla táctil.

Configuración 3: Capacidad estándar: Adaptador PE de 96 x 2 ml, 1 unidad; Función de refrigeración: No; Modo de visualización: Pantalla táctil.

Configuración 5: Capacidad estándar: Adaptador PE de 96 x 2 ml, 1 unidad; Función de refrigeración: Sí, de 20 °C a -50 °C; Modo de visualización: Pantalla táctil OLED de 5 pulgadas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita capacidad estándar: adaptador de pe de 24 x 2 ml, 1 unidad y función de refrigeración: no.

Use esta configuración si necesita capacidad estándar: adaptador de pe de 48 x 2 ml, 1 unidad y función de refrigeración: no.

Use esta configuración si necesita capacidad estándar: adaptador pe de 96 x 2 ml, 1 unidad y función de refrigeración: no.

Use esta configuración si necesita capacidad estándar: adaptador pe de 96 x 2 ml, 1 unidad y función de refrigeración: sí, de 20 °c a -50 °c.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad estándar, Función de refrigeración y Modo de visualización; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad estándar, Función de refrigeración y Modo de visualización.

Componentes y Accesorios

Accesorios y suministro

- The types of samples processed include plant tissues(such as rice, corn, wheat, beans, peanuts), animal tissues(such as small intestine, heart, lung, fur, etc.), cells, bacteria, yeast, and various medicinal tissues,etc.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)