



Bomba peristaltica 0,0015-2280 ml/min

Código: B2-01-010972

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The Standard Peristaltic Pump is a robust and reliable fluid handling device designed for precise, contamination-free transfer of liquids in laboratory, medical, and industrial applications.

Características

1. LED display.
2. Support RS485/MODBUS communication protocol, analog control(0~5V, 0~10V, 4~20mA...) foot switch control.
3. Program control.
4. Memory function data will be stored in time after power off.
5. Full speed function one button to control full speed operation, used for quick cleaning, filling and emptying tubes, etc.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0,1~100 rpm (reversible) - 0,0015~380 ml/min - 10~100 rpm - modelo 100 rpm Cabezal D	0,1~300 rpm (reversible) - 0,007~1140 ml/min - Pedal de pie - modelo 300 rpm Cabezal D	0,1~600 rpm (reversible) - 0,007~2280 ml/min - Pantalla de 4 LED - modelo 600 rpm Cabezal D
Cabeza de bomba	YZ1515X, YZ2515X, serie DG (solo la variante)	YZ1515X, YZ2515X, serie DG (solo la variante)	YZ1515X, YZ2515X, serie DG (solo la variante)
Rango de velocidad	0,1~100 rpm (reversible)	0,1~300 rpm (reversible)	0,1~600 rpm (reversible)
Resolución de velocidad	0,1 rpm	0,1 rpm	0,1 rpm
Rango de flujo	0,0015~380 ml/min	0,007~1140 ml/min	0,007~2280 ml/min
Precisión de llenado	<±0,5%	<±0,5%	<±0,5 %
Pantalla	Pantalla LED de 4 dígitos	Pantalla LED de 4 dígitos	Pantalla de 4 LED
Velocidad de aspiración inversa	10~100 rpm	10~300 rpm	10~300 rpm
Accesorio opcional	Interruptor de pie	Pedal de pie	Interruptor de pie
Condiciones ambientales	Temperatura: 0~40 °C; Humedad: <80%, sin condensación	Temperatura: 0~40 °C; Humedad: <80%, sin condensación	Temperatura: 0~40 °C; Humedad: <80 %, sin condensación
Consumo	22 W	35 W	50 W
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V±10 %, 50/60 Hz
Dimensiones del instrumento (A×P×H)	234×154×143 mm	234×154×143 mm	254×184×150 mm

Especificación	0,1~100 rpm (reversible) - 0,0015~380 ml/min - 10~100 rpm - modelo 100 rpm Cabezal D	0,1~300 rpm (reversible) - 0,007~1140 ml/min - Pedal de pie - modelo 300 rpm Cabezal D	0,1~600 rpm (reversible) - 0,007~2280 ml/min - Pantalla de 4 LED - modelo 600 rpm Cabezal D
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	393×243×243 mm	393×243×243 mm	403×283×253 mm
Peso bruto	5,15 kg	5,15 kg	5,8 kg

Aplicaciones

Bomba peristáltica: compare Rango de velocidad, Rango de caudal y Retro-succión para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010972.1: Rango de velocidad: 0,1-100 rpm (reversible); Rango de caudal: 0,0015-380 ml/min.

B2-01-010972.2: Rango de velocidad: 0,1-300 rpm (reversible); Rango de caudal: 0,007-1140 ml/min.

B2-01-010972.3: Rango de velocidad: 0,1-600 rpm (reversible); Rango de caudal: 0.007-2280 ml/min.

doble YZ1515x 0,007-2280 ml/min y doble YZ2515x 0,17-1740 ml/min: 2 x YZ1515x: 0.007-2280 ml/min; 2 x YZ2515x: 0.17-1740 ml/min.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige rango de velocidad: 0,1-100 rpm (reversible) y rango de caudal: 0,0015-380 ml/min.

Conviene cuando su proceso exige rango de velocidad: 0,1-300 rpm (reversible) y rango de caudal: 0,007-1140 ml/min.

Conviene cuando su proceso exige rango de velocidad: 0,1-600 rpm (reversible) y rango de caudal: 0.007-2280 ml/min.

Conviene cuando su proceso exige 2 x yz1515x: 0.007-2280 ml/min y 2 x yz2515x: 0.17-1740 ml/min.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Rango de velocidad, Rango de caudal y Retro-succión. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Rango de velocidad, Rango de caudal y Retro-succión con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)