



Herramienta de colocacion de anillo torico de 2,0 " (50 mm)

Código: HM-4183.20

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D4767](#) , [ASTM D7181](#) , [ASTM D2850](#)

Coloca los anillos para sellar la membrana con la mínima alteración posible de la muestra.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

6 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-4183.14	Herramienta de colocación de juntas tóricas HM-4183.14 , 35 mm (1,4")
Sin imagen verificada	HM-4183.15	Herramienta de colocación de juntas tóricas HM-4183.15 , 38 mm (1,5")
Sin imagen verificada	HM-4183.20	Herramienta de colocación de juntas tóricas HM-4183.20 , 50 mm (2,0")
Sin imagen verificada	HM-4183.28	Herramienta de colocación de juntas tóricas HM-4183.28 , 70 mm (2,8")
Sin imagen verificada	HM-4183.40	Herramienta de colocación de juntas tóricas HM-4183.40 , 100 mm (4,0")
Sin imagen verificada	HM-4183.60	Herramienta de colocación de juntas tóricas HM-4183.60 , 150 mm (6,0")

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)