



Microscopio estereo con zoom 0.7X-4.5X

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Un microscopio estereoscópico con zoom es un tipo de microscopio que ofrece visión estereoscópica y zoom continuo, utilizado principalmente para observar y estudiar objetos.

Combina las características de la microscopía estereoscópica y la microscopía con zoom para proporcionar imágenes estereoscópicas nítidas en un espacio tridimensional.

- Jefe de observación: Cabezal de observación binocular inclinado 45°.
- Ocular: Ocular ajustable de campo de visión amplio y punto alto WF10X.
- Objetivo de zoom: 0,7X~4,5X.
- Relación de zoom: 6.4:1.
- Distancia de trabajo: 100 mm.
- Soporte de enfoque: Perilla de ajuste del marco de enfoque.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Binocular - zoom 0,7X~4,5X - distancia de trabajo 100 mm	Trinocular - zoom 0,7X~4,5X - distancia de trabajo 100 mm	Cabezal recto - objetivo 2X - luz natural - distancia 80 mm	Iluminación transmisiva/oblicua - objetivos 2X/4X - distancia 57 mm	Luz de anillo - objetivos 2X/4X - distancia 100 mm
Configuración	Binocular - zoom 0,7X~4,5X - distancia de trabajo 100 mm	Trinocular - zoom 0,7X~4,5X - distancia de trabajo 100 mm	Cabezal recto - objetivo 2X - luz natural - distancia 80 mm	Iluminación transmisiva/oblicua - objetivos 2X/4X - distancia 57 mm	Luz de anillo - objetivos 2X/4X - distancia 100 mm
Cabezal binocular inclinado 45°	✓	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Cabezal trinocular inclinado 45°	No aplica	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Ocular WF10X	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Objetivo de zoom - 0,7X~4,5X	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Relación de zoom - 6.4:1	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Distancia de trabajo - 100 mm	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Soporte de enfoque - Perilla de ajuste del marco de enfoque	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica

Especificación	Binocular - zoom 0,7X~4,5X - distancia de trabajo 100 mm	Trinocular - zoom 0,7X~4,5X - distancia de trabajo 100 mm	Cabezal recto - objetivo 2X - luz natural - distancia 80 mm	Iluminación transmisiva/oblicua - objetivos 2X/4X - distancia 57 mm	Luz de anillo - objetivos 2X/4X - distancia 100 mm
Distancia interpupilar - 5,4~7,6 mm	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Iluminación ascendente - Luces LED	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Iluminación descendente - Luces LED	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Fuente de alimentación - CA 100~240 V, 50/60 Hz	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Paquete - Cartón de espuma	✓	✓	No aplica	No aplica	No aplica
Tamaño del embalaje - mm	500*260*370	500*260*370	No aplica	No aplica	No aplica
Peso bruto - kilogramo	8	8	No aplica	No aplica	No aplica
Iluminación	No aplica	No aplica	Binoculares de luz natural	Iluminador transmisivo/binocular de luz oblicua	Binoculares con luz de anillo
Cabezal de observación y cuerpo principal	No aplica	No aplica	Cabeza recta	Observación de inclinación, cuerpo giratorio	El cuerpo de visualización inclinable se puede girar 360°
Lente objetivo	No aplica	No aplica	2X	2X y 4X, girar 90°	2X y 4X, rotación de 360°
Distancia de trabajo	No aplica	No aplica	80 mm	57 mm	100 mm
Ocular	No aplica	No aplica	WF10X	WF10X	WF10X
Alimentación eléctrica	No aplica	No aplica	No aplica	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje	No aplica	No aplica	300*200*150 mm	360*170*290 mm	400*250*360 mm
Peso bruto	No aplica	No aplica	3 kilos	6 kilos	8 kilos

Aplicaciones

Microscopio Estereoscópico Zoom Trinocular: compare Jefe de observación, Iluminación ascendente para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010610.1: Jefe de observación: Cabezal de observación binocular inclinado 45°.

B2-01-010610.2: Iluminación ascendente: Luces LED.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita jefe de observación: cabezal de observación binocular inclinado 45°.

Conviene cuando necesita iluminación ascendente: luces led.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Jefe de observación, Iluminación ascendente. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para

su operacion real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Jefe de observación, Iluminación ascendente con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)