



Analizador de grasa

Código: B2-01-0100700**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: El analizador de grasa por baño de agua es un instrumento común en las industrias alimentaria, petrolera, de piensos y otras, para medir el contenido de grasa mediante el método gravimétrico basado en el principio de extracción Soxhlet. Este instrumento consta principalmente de tres partes: extracción por calentamiento y remojo, recuperación de disolvente y enfriamiento. Disuelve la grasa en disolvente orgánico, la separa del disolvente mediante extracción y, tras el secado y pesaje, calcula el contenido de grasa. Durante el funcionamiento, la temperatura de calentamiento se puede ajustar en función del punto de ebullición del reactivo y la temperatura ambiente. La muestra se remoja y se extrae repetidamente durante el proceso de extracción para lograr una determinación rápida.

Control digital de temperatura, temporización y alarma cuando llega el momento.

La potencia de calentamiento se puede ajustar arbitrariamente y la temperatura de calentamiento se puede ajustar de acuerdo con el punto de ebullición del reactivo y la temperatura ambiente.

Adopte una unión de vidrio esmerilado y un interruptor sellado de PTFE, alta tasa de recuperación de reactivo.

Tratamiento de revestimiento de baño de agua de acero inoxidable, anticorrosión, antioxidante, duradero y hermoso.

Tamaño pequeño, velocidad de calentamiento rápida en baño de agua, buena uniformidad de calentamiento.

Adición de líquido autofluyente, la extracción del reactivo es suave.

Diseño de una sola pieza, el contenedor de reactivo se coloca sobre la mesa, fácil de agregar líquido.

El circuito y el circuito de líquido están completamente aislados para mejorar la seguridad del sistema.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	T+5~100 °C - ±1°C - 6 piezas/lote
Modelo	B2-01-0100700
Configuración	T+5~100 °C - ±1°C - 6 piezas/lote
do Rango de temperatura de control	T+5~100 °C
METRO rango de medición	0.1 a 100%
do Control de temperatura de precisión	±1°C
S Peso suficiente	0.05 a 20 g (normalmente de 2 a 5 g)
do capacidad	6 piezas/lote
S Volumen de la copa de disolvente	500 ml
S Recuperación de disolventes	≥85%
METRO midiendo el tiempo	El tiempo de extracción es ajustable y se emitirá una alarma cuando llegue el momento.

Especificación	T+5~100 °C - ±1°C - 6 piezas/lote
energía	1 .4KW
Alimentacion electrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (Opcional)
Tamaño externo	7 40*260*660 mm
norte y peso	2 6 kilos
Tamaño del embalaje	8 80*380*900 mm
Peso bruto	5 0 kilogramos

Aplicaciones

Analizador de grasa de 6piezas/lote, 500 ml y 0.1 a 100%: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y dorango de temperatura de control: rt+5~100°C.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es dorango de temperatura de control: rt+5~100°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es metrorango de medición: 0.1 a 100%.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique dorango de temperatura de control: rt+5~100°C antes de confirmar la compra.

Verifique metrorango de medición: 0.1 a 100% antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y dorango de temperatura de control: rt+5~100°C coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)