



## Mezclador de rodillos para tubos (6 rodillos, 10-70 rpm)

**Código:** b2-01-29-325

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Los mezcladores de rodillos para tubos ofrecen una rodadura suave de suspensiones líquido-sólido. Se usan en diversas aplicaciones, como suspensiones líquido-sólido. Se usan en diversas aplicaciones, como la prevención de la coagulación de la sangre, la inmunoprecipitación, etc.

### Características

1. La pantalla LCD muestra la velocidad y el tiempo
2. Balanceo y rodadura a velocidad variable
3. Rango de velocidad ajustable de 10 a 70 rpm
4. Diseño de seis rodillos para una rodadura suave
5. Motor de CC sin escobillas, silencioso y sin mantenimiento
6. Compatible con cámara fría e incubadora

## Especificaciones técnicas

| Especificación                            | b2-01-29-325          |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Amplitud                                  | 24mm                  |
| Tipo de motor                             | Motor de CC           |
| Movimiento de balanceo                    | Balanceo y rodadura   |
| Capacidad de carga máxima                 | 4kg                   |
| Número de rodillos                        | 6                     |
| Tamaño del rodillo [longitud]             | 280mm                 |
| Rango de velocidad                        | 10 -70rpm             |
| Visualización de la velocidad             | LCD                   |
| Temporizador                              | Sí                    |
| Visualización del temporizador            | LCD                   |
| Rango de ajuste del tiempo                | 1-1199min             |
| Modo de operación                         | Continuo/temporizador |
| Voltaje, frecuencia                       | 100-240V,50/60Hz      |
| Potencia Dimensiones [PrxAnxAI]           | 30W 485x250x100mm     |
| Peso                                      | 5.1kg                 |
| Temperatura y humedad ambiente admisibles | 5-40°C,80%HR          |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Especificación      | b2-01-29-325 |
| Clase de protección | IP21         |

## Aplicaciones

### 1. Confirme la velocidad y el tiempo de mezcla

Compare la velocidad y el tiempo que exige su protocolo con el rango de velocidad y el rango de ajuste del temporizador.

- **Rango de velocidad:** 10 -70rpm
- **Rango de ajuste del tiempo:** 1-1199min

### 2. Revise la carga de tubos

Verifique que sus tubos caben en el largo de los rodillos y que el peso total no supera la capacidad de carga.

- **Número de rodillos:** 6
- **Tamaño del rodillo [longitud]:** 280mm
- **Capacidad de carga máxima:** 4kg

### 3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica y que el lugar de uso, incluida una cámara fría o incubadora, queda dentro de las condiciones ambientales admisibles.

- **Voltaje, frecuencia:** 100-240V,50/60Hz
- **Temperatura y humedad ambiente admisibles:** 5-40°C,80%HR

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)