



Mini Protean Electrophoresis Cell

Código: b2-01-29-358

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- La instalación de la placa de vidrio se realiza en tan solo 15 segundos y no requiere perilla, lo que la hace rápida y conveniente.
- Con el dispositivo de preparación de gel en posición normal, no es necesario mover la placa de vidrio del proceso de preparación del gel a la electroforesis, lo que facilita la observación de la preparación del gel desde el vidrio por ambos lados, garantizando tiempos de configuración rápidos y un funcionamiento sin fugas.
- Diseño con botón de apertura de la tapa de seguridad, apertura cómoda de la tapa;
- Gracias al color de fondo, es fácil observar el proceso de adición de la muestra y la electroforesis;
- Una solución tampón abundante no solo garantiza efectos de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor de pH durante todo el proceso experimental.
- Apagado automático al retirar la tapa.

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la placa de vidrio (ancho x largo)	Tamaño del gel (ancho x largo)	Espesor del gel	Cantidad de gel	Volumen de muestra	Buffer Volumen	Dimensiones (LxAnxAI)	Neto peso
100x100 mm	82x88 mm	1.0, 1.5 (mm)	1 ~ 4 (piezas)	(1.0 mm) 11, 15 pocillos; (1.5 mm) 11, 15 pocillos	~100C (ml)	220x170x120 (mm)	2,5 (kg)

Aplicaciones

Celda de electroforesis Mini-Protean. Para una guía de selección detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla técnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas técnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)