



Aparato de punto de fusión (hasta 350 °C, 3 muestras)

Código: b2-01-29-398

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aparato de punto de fusión

Características

1. Diseñado para la medición simultánea de tres muestras.
2. Uso directo.
3. Iluminación LED interna.
4. Pantalla digital.
5. Dos velocidades de rampa de temperatura, que permiten una medición rápida.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-398
Temperatura de operación	Temperatura ambiente +350°C
Precisión	20°C °C: ± 1.0 300°C °C: ± 2.5
Número de muestras	3
Pantalla	4 dígitos de 8 segmentos
Función de retención	Sí
Rampa rápida	20 °C fija
Rampa lenta °C min	de 1 a 10
Potencia	Máx. 75W
Peso	2Kg
Dimensiones externas LxAnxAl	215x155x185 mm

Aplicaciones

1. Confirme el rango de temperatura

Verifique que el punto de fusión de sus sustancias está dentro de la temperatura de operación del equipo y revise su precisión.

- **Temperatura de operación:** Temperatura ambiente +350°C
- **Precisión:** 20°C °C: ± 1.0 300°C °C: ± 2.5

2. Revise las muestras y la rampa

Confirme cuántas muestras necesita medir a la vez.

- **Número de muestras:** 3

3. Prevea la instalación

Confirme el espacio en el mesón y la potencia que debe entregar la instalación eléctrica.

- **Dimensiones externas La×An×Al:** 215x155x185 mm
- **Potencia:** Máx. 75W

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)