



Espectrofotómetro UV/Vis

Código: B2-01-29-471.01 / B2-01-29-471.02 / B2-01-29-471.03 / B2-01-29-471.04

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de pantalla. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de pantalla.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Pantalla: 65 thousand ture color TFT LCD (480*272 □)
- Compartimento: Portaceldas automático de 8 posiciones opcional, Portamuestras sólido, Portaceldas micr...
- Ruido: 0.0005A

Nombre original EN (completo): UV/Vis Spectrophotometer

Especificaciones técnicas

	320 1100nm	2nm	4nm
Sistema óptico	Single Beam, Grating 1200 lines/mm		
Rango de Longitud de Onda	190-1100nm	320-1100nm	
Ancho de banda espectral	2nm	4nm	2nm / 4nm
Precisión de Longitud de Onda	±0.5nm		
Repetibilidad de Longitud de Onda	≤0.2nm		
Precisión fotométrica	±0.002A □ 0-0.5Abs), ±0.004A □ 0.5-1.0Abs), ±0.5%T □ 0-100%T □		
Repetibilidad fotométrica	0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs), ≤0.2%T □ 0-100%T □		
Luz dispersa	≤0.04%T@360nm;220nm	≤0.04%T@360nm	
Estabilidad	±0.001A/h@500nm		

	320 1100nm	2nm	4nm
Planitud de la línea base	±0.002A		
Ruido	0.0005A		
Pantalla	65 thousand ture color TFT LCD (480*272)		
Modo fotométrico	T,A,C,E		
Rango fotométrico	0-200% T,-0.301-3.0A		
Detector	Silicon Photodiode		
Fuente de luz	Deuterium Lamp,Tungsten Lamp		
Entrada	Membrane Keypad		
Salida	USB-A*2 Impresión y salida de datos USB-B Conectar PC		
Compartimento	Portaceldas automático de 8 posiciones opcional, Portamuestras sólido, Portaceldas micro, Portaceldas de 100mm		
Especificación 20	.SingleBeamGrating1200l Single Beam,Grating 1200 lines/mm		

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de pantalla. Para una guía mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)