



## Centrifuga para PRP (rotor angular 8 x 15 ml)

**Código:** b2-01-29-678

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Centrífuga

### Características

1. Carcasa de plástico con control por microprocesador.
2. Pantalla LED de velocidad y temporizador.
3. Motor de corriente continua sin escobillas.
4. Alarma de sobrevelocidad y de fin de ciclo.
5. Cerradura mecánica de tapa; si se abre la tapa, el equipo se detiene.
6. Indicación de códigos de error y ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo.
7. Para PRP/PPP.
8. Permite centrifugar directamente jeringas de 10 ml.
9. Equipo destinado a salones de belleza.

## Especificaciones técnicas

| Especificación      | b2-01-29-678                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad máxima    | 4000RPM, ajuste continuo de velocidad, indicación LED de velocidad y tiempo |
| FCR máxima          | 1780xg                                                                      |
| Temporizador        | 0-99min                                                                     |
| Capacidad del rotor | Rotor angular 15ml/10ml*8                                                   |
| Tensión             | 100-240V 50-60Hz                                                            |
| Dimensiones         | 260*300*205mm                                                               |
| Peso                | 6kg                                                                         |

## Aplicaciones

### 1. Confirme la fuerza centrífuga

Compare la fuerza centrífuga y el tiempo que exige su protocolo de PRP con los del equipo.

- **FCR máxima:** 1780xg
- **Temporizador:** 0-99min

## 2. Revise los tubos y jeringas

Verifique que sus tubos o jeringas caben en el rotor angular y en la cantidad que procesa por ciclo.

- **Capacidad del rotor:** Rotor angular 15ml/10ml\*8

## 3. Prevea la instalación

Confirme el espacio en el mesón para las dimensiones del equipo.

- **Dimensiones:** 260\*300\*205mm

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)