

Gillmore Apparatus

Código: B-01-200-0116

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Gillmore Apparatus para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Initial Setting Needle Diameter:** 2.12 mm
- **Final Setting Needle Diameter:** 1.06 mm
- **Initial Setting Weight Piece:** 113 Gram
- **Final Setting Weight Piece:** 453.6 Gram
- **Dimension (mm):** 200 (L) x 100 (W) x 200 (H)
- **Approx. Weight:** 2.1 kg

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0116] Gillmore Apparatus
Initial Setting Needle Diameter	2.12 mm
Final Setting Needle Diameter	1.06 mm
Initial Setting Weight Piece	113 Gram
Final Setting Weight Piece	453.6 Gram
Dimension (mm)	200 (L) x 100 (W) x 200 (H)
Approx. Weight	2.1 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)