



Occhio Céfiro ESR 2

Código: OCCHIO-ZEPHYR-ESR-2

Marca: Occhio

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Zephyr ESR 2 Zephyr ESR 2 Tecnología de análisis de imágenes para aplicaciones secas: caracterización del tamaño y forma de las partículas. Dispersión primaria vibratoria junto con dispersión secundaria de caída libre por gravedad. Descripción general del instrumento: El Zephyr ESR 2 es el último desarrollo en la instrumentación de la serie Zephyr de Occhio. Este instrumento viene equipado con una lente telecéntrica doble y un panel de retroiluminación azul homogéneo que le brinda una calidad de imagen y profundidad de enfoque inigualables. Con la capacidad de analizar de forma autónoma partículas de entre 30 µm y 3 cm, este instrumento es el reemplazo compacto y perfecto para los procedimientos de análisis de tamiz estándar. Excelente correlación con métodos de tamizado estándar (regulaciones ASTM o DIN) Análisis rápido y generación de informes de datos Limpieza automatizada Muy poco mantenimiento Ideal para aplicaciones como: pellets, gránulos, arena, semillas o para controles de calidad y procesos, así como aplicaciones de I+D para caracterización de formas básica y avanzada. Con Occhio Zephyr ESR 2 puede medir: Tamaño de partícula Forma de partícula Transparencia de partícula Distribución del tamaño del tamiz, que incluye correlación Software relacionado: Los datos e imágenes de cada partícula se almacenan en una base de datos binaria de Occhio. El instrumento está controlado por el software Callisto, que controla todo el análisis: "SOP", estadísticas, informes y almacenamiento de datos. Rango de partículas: Rango de tamaño de partículas entre 30 µm y 30 mm ¿Quiere recibir más información? ¡Contáctanos! ¡Contáctanos!

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)