



Reactivo para analizador hematológico de 3 partes

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: Lyse B2-01-012019.1, B2-01-012019.4 y B2-01-012019.5: se utilizan para destruir glóbulos rojos, disolver la hemoglobina y mantener la morfología requerida de las células analizadas antes del análisis de células sanguíneas, para facilitar la clasificación y el recuento celular o la determinación cuantitativa de la hemoglobina.

Lyse B2-01-012019.1/B2-01-012019.4/B2-01-012019.5: se utiliza para destruir glóbulos rojos, disolver la hemoglobina y mantener la morfología requerida de las células analizadas antes del análisis de células sanguíneas, para facilitar la clasificación y el recuento celular o la determinación cuantitativa de la hemoglobina.

Diluyente B2-01-012019.2: se utiliza para diluir muestras y preparar suspensiones celulares antes del análisis de células sanguíneas.

Diluyente 10×B2-01-012019.2: se utiliza para diluir muestras y preparar suspensiones celulares antes del análisis de células sanguíneas. Versión concentrada del diluyente B2-01-012019.2: requiere dilución antes de su uso.

Fluido limpiador de sondas II: se utiliza para limpiar el instrumento regularmente.

Líquido de limpieza EZ: se utiliza para limpiar y enjuagar el inyector, la válvula y el sistema de tuberías. Limpie el instrumento regularmente.

Es muy versátil y puede utilizarse en varios tipos de analizadores de células sanguíneas de tres clasificaciones.

Posee alta estabilidad. El reactivo debe almacenarse en interiores, protegido de la luz, a una temperatura de 8 a 30 °C. Su periodo de validez es de 24 meses (18 meses para B2-01-012019.4 y B2-01-012019.5). Una vez abierto, su periodo de validez es de 60 días.

Tiene alta seguridad, fórmula libre de cianuro, no tóxica e inocua, y protege el medio ambiente.

B2-01-012019.1 es aplicable al analizador hematológico de 3 partes B2-01-010020.

B2-01-012019.4 es aplicable al analizador hematológico de 3 partes B2-01-012534.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Diluyente - modelo Diluyente (20L)	Hemolizante - modelo Hemolizante (500ml)	Hemolizante pack 10 - modelo Hemolizante (Pack 10x500ml)	modelo Diluyente Veterinario	modelo Hemolizante Veterinario	Limpieza sonda II - modelo 6	Limpieza EZ - modelo 7
Configuracion	Diluyente	Hemolizante	Hemolizante pack 10	Diluyente veterinario	Hemolizante veterinario	Limpieza sonda II	Limpieza EZ

Especificación	Diluyente - modelo Diluyente (20L)	Hemolizante - modelo Hemolizante (500ml)	Hemolizante pack 10 - modelo Hemolizante (Pack 10x500ml)	modelo Diluyente Veterinario	modelo Hemolizante Veterinario	Limpieza sonda II - modelo 6	Limpieza EZ - modelo 7
Especificación	1 l, 500 ml, 300 ml, 250 ml, 200 ml, 120 ml	1L, 2L, 3L, 5L, 10L, 18L, 20L	1L, 2L, 3L, 5L, 10L, 18L, 20L	1 l, 500 ml, 300 ml, 250 ml, 200 ml, 120 ml	1 l, 500 ml, 300 ml, 250 ml, 200 ml, 120 ml	50 ml, 100 ml	50 ml, 100 ml
Componente	Na ₂ HPO ₄ , KH ₂ PO ₄ , bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Triton X-100, NaNO ₂ , BSA	NaCl, Na ₂ HPO ₄ , KH ₂ PO ₄ , KCl, sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético, éter monofenil de etilenglicol	NaCl, Na ₂ HPO ₄ , KH ₂ PO ₄ , KCl, sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético, éter monofenil de etilenglicol	Ácido cítrico, Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Triton X-100, BSA	Na ₂ HPO ₄ , KH ₂ PO ₄ , bromuro de hexadeciltrimetilamonio, Triton X-100, BSA	Tensioactivos, citrato trisódico dihidratado, Na ₂ HPO ₄ , NaH ₂ PO ₄	Tensioactivos, agentes antibacterianos, enzimas proteolíticas, etc.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)