



Pipeta mecánica de 8 canales

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The 8-channel pipette is a measuring tool that moves liquid from the original container to another container within a certain measuring range. The unit is microliter(μ l). It is characterized by precision and convenience, and is widely used in biological and chemical fields. It is often used for the removal of a small amount or trace liquid in the laboratory. Different specifications of pipettes are matched with different sizes of pipette tips.

Características

1. Precise liquid separation, calibrated according to EN/ISO8655 standard.
2. Digital window, easy to set the range, at a glance.
3. Ergonomic, light and convenient, comfortable grip.
4. Can be autoclave, and will not affect the performance and comfort.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1	2	3	4
Rango de volumen	0,5-10 μ l, 8 canales	5-50 μ l, 8 canales	10-100 μ l 8 canales	50-300 μ l, 8 canales
Incremento	0,1 μ l	0,5 μ l	1 μ l	5 μ l
Volumen de prueba (μ l)	1	5	10	50
Error sistemático máximo permisible	4.0%(0.04 μ l)	3%(0.15 μ l)	3.0%(0.3 μ l)	1.5%(0.75 μ l)
Error aleatorio máximo permisible	4.0%(0.04 μ l)	2.0%(0.1 μ l)	2.0%(0.2 μ l)	0.8%(0.4 μ l)

Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Rango de volumen, Volumen de prueba (μ l); esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Rango de volumen

Revise este eje con valores como 0,5-10 μ l 8 canales, 5-50 μ l 8 canales, 10-100 μ l 8 canales y 50-300 μ l 8 canales.

02



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Volumen de prueba (μ l)

Revise este eje con valores como 1, 5, 10, 25, 50 y 100.

Cómo elegir rápido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)