



Pipeta de 8 canales

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: La pipeta de 8 canales es una herramienta de medición que transporta líquido de un recipiente original a otro dentro de un rango de medición determinado.

Su unidad es el microlitro (ul).

Se caracteriza por su precisión y practicidad, y se utiliza ampliamente en los campos biológico y químico.

Se utiliza a menudo para la extracción de pequeñas cantidades o trazas de líquido en el laboratorio.

Las diferentes especificaciones de las pipetas se corresponden con diferentes tamaños de puntas.

Separación precisa de líquidos, calibrada según la norma EN/ISO8655.

Ventana digital, fácil de configurar el rango, de un vistazo.

Ergonómico, ligero y cómodo, agarre cómodo.

Se puede esterilizar en autoclave, lo cual no afectará el rendimiento ni la comodidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3
Rango de volumen	0,5-10 µl, 8 canales	5-50 µl, 8 canales	50-300 µl, 8 canales
Incremento	0,1 µl	0,5 µl	5 µl
Volumen de ensayo 1	1 µl	5 µl	50 µl
Volumen de ensayo 2	5 µl	25 µl	150 µl
Volumen de ensayo 3	10 µl	50 µl	300 µl
Error sistemático 1	4,0 % (0,04 µl)	3,0 % (0,15 µl)	1,5 % (0,75 µl)
Error sistemático 2	2,5 % (0,125 µl)	1,5 % (0,375 µl)	1,0 % (1,5 µl)
Error sistemático 3	1,5 % (0,15 µl)	1,0 % (0,5 µl)	0,7 % (2,1 µl)
Error aleatorio 1	4,0 % (0,04 µl)	2,0 % (0,1 µl)	0,8 % (0,4 µl)
Error aleatorio 2	2,5 % (0,125 µl)	1,0 % (0,25 µl)	0,5 % (0,75 µl)
Error aleatorio 3	1,5 % (0,15 µl)	0,5 % (0,25 µl)	0,25 % (0,75 µl)

Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Rango de volumen, Volumen de prueba (μ l); esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Rango de volumen

Revise este eje con valores como 0,5-10 μ l 8 canales, 5-50 μ l 8 canales y 50-300 μ l 8 canales.

02

Volumen de prueba (μ l)

Revise este eje con valores como 1, 5, 10, 25, 50 y 150.

Cómo elegir rápido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)