



## Medidor multiparametrico de sobremesa pH, conductividad y oxigeno disuelto

**Código:** B2-01-012079

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

El medidor multiparamétrico de sobremesa es un instrumento de laboratorio avanzado diseñado para la medición precisa y confiable de múltiples parámetros como pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez y más.

## Especificaciones técnicas

| Especificación | 1                    | 2                    | 3                    |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Resolución     | 0.001                | 0.001                | 0.001                |
| Exactitud      | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito |
| Rango ATC      | 0~50°C               | 0~50°C               | 0~50°C               |
| Resolución (2) | 0.001                | 0.001                | 0.001                |
| Exactitud (2)  | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito |
| Rango ATC (2)  | 0~50°C               | 0~50°C               | 0~50°C               |
| Resolución (3) | 0.001                | 0.001                | 0.001                |
| Exactitud (3)  | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito |
| Rango ATC (3)  | 0~50°C               | 0~50°C               | 0~50°C               |
| Resolución (4) | 0.1                  | 0.1                  | 0.1                  |
| Exactitud (4)  | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito | ±1,0 %FS ± un dígito |
| Rango ATC (4)  | 0~50°C               | 0~50°C               | 0~50°C               |

## Aplicaciones

Medidor multiparametrico de sobremesa: elija la variante comparando Conductividad, mV (sonda ORP opcional), pH y TDS.

## Que cambia entre variantes

B2-01-012079.1: Conductividad: Rango; mV (sonda ORP opcional): Exactitud; pH: Exactitud.

Configuracion 2: Conductividad: 0~200,0 mS/cm (División automática: 0~19,99 µS/cm; 20,0~199,9 µS/cm; 200~1999 µS/cm; 2,00~19,99 mS/cm; 20,00~199,9 mS/cm); mV (sonda ORP opcional): -1999 mV ~ 1999 mV; pH: ±0,01 pH ± un dígito.

Configuracion 3: Conductividad: 0~200,0 mS/cm (División automática: 0~19,99 µS/cm; 20,0~199,9 µS/cm; 200~1999 µS/cm; 2,00~19,99

mS/cm; 20,00~199,9 mS/cm); TDS: 0~100,0 g/L.

ORP -1999 a 1999 mV y pH  $\pm 0,01$ : mV (sonda ORP opcional): -1999 mV ~ 1999 mV; pH:  $\pm 0,01$  pH  $\pm$  un dígito.

## Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita conductividad: rango y mv (sonda orp opcional): exactitud.

Use esta configuracion si necesita conductividad: 0~200,0 ms/cm (división automática: 0~19,99  $\mu$ S/cm; 20,0~199,9  $\mu$ S/cm; 200~1999  $\mu$ S/cm; 2,00~19,99 ms/cm; 20,00~199,9 ms/cm) y mv (sonda orp opcional): -1999 mv ~ 1999 mv.

Use esta configuracion si necesita conductividad: 0~200,0 ms/cm (división automática: 0~19,99  $\mu$ S/cm; 20,0~199,9  $\mu$ S/cm; 200~1999  $\mu$ S/cm; 2,00~19,99 ms/cm; 20,00~199,9 ms/cm) y tds: 0~100,0 g/l.

Use esta configuracion si necesita mv (sonda orp opcional): -1999 mv ~ 1999 mv y ph:  $\pm 0,01$  ph  $\pm$  un dígito.

## Cómo elegir rápido

Revise primero Conductividad, mV (sonda ORP opcional), pH y TDS; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

## Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Conductividad, mV (sonda ORP opcional), pH y TDS.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)