



Medidor de glucosa en sangre 20-600 mg/dL

Código: B2-01-012127

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El glucómetro es un dispositivo fiable y fácil de usar, diseñado para medir con precisión los niveles de glucosa en sangre, ayudando a pacientes y profesionales sanitarios a controlar la diabetes de forma eficaz.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2
Especificación	Configuración 2632664Cotizar	Configuración 2632665Cotizar
Metodología	Método electroquímico	Método electroquímico
Rango de medición	Glu: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)	Glu: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)
Muestra	Sangre entera fresca capilar o venosa	Sangre entera fresca capilar o venosa
Fuente de alimentación	Batería de litio CR2032 de 3,0 V	Batería de litio CR2032 de 3,0 V
Duración de la batería	Aproximadamente 1.000 pruebas	Aproximadamente 1.000 pruebas
Unidad de medida	mmol/L, mg/dL	mmol/L, mg/dL
Memoria	200 registros	200 registros
Apagado automático	1 minuto de inactividad para reutilizar	1 minuto de inactividad para reutilizar
Tamaño	84,5x21,8 mm	84,5x21,8 mm
Peso neto	50 g	50 g
Condiciones de almacenamiento	0-55 °C; ≤90 % HR	0-55 °C; ≤90 % HR
Condiciones de funcionamiento	8-37 °C; ≤90 % HR, altitud 3000 m	8-37 °C; ≤90 % HR, altitud 3000 m
Bolsa de transporte	Sí	NO
Función de alerta automática de la tira reactiva	Sí	NO
Tamaño del embalaje	110x45x160 mm	110x45x160 mm
Peso bruto	131 g	131 g

Aplicaciones

Ambas configuraciones miden glucosa por método electroquímico, con el mismo rango de medición: 20-600 mg/dL o 1,1-33,3 mmol/L. También comparten muestra de sangre entera fresca capilar o venosa, memoria de 200 registros, batería CR2032 de 3,0 V, apagado automático al minuto y unidades mmol/L / mg/dL.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

La diferencia compradora real está en manejo y accesorios. Una bolsa de transporte y expulsión automática de tira incluye bolsa de transporte y salida automática de tira reactiva; la otra no incluye esas funciones.

Elija la alternativa con bolsa y salida automática si el usuario requiere transporte y expulsión automática de la tira. Elija la alternativa simple si basta con la medición común y no se necesitan esos elementos de manejo.

Que cambia entre variantes

La diferencia compradora real está en manejo y accesorios. Una bolsa de transporte y expulsión automática de tira incluye bolsa de transporte y salida automática de tira reactiva; la otra no incluye esas funciones.

Escenarios de uso recomendados

Elija la alternativa con bolsa y salida automática si el usuario requiere transporte y expulsión automática de la tira. Elija la alternativa simple si basta con la medición común y no se necesitan esos elementos de manejo.

Cómo elegir rápido

Elija la alternativa con bolsa y salida automática si el usuario requiere transporte y expulsión automática de la tira. Elija la alternativa simple si basta con la medición común y no se necesitan esos elementos de manejo.

Recomendación de compra

Elija la alternativa con bolsa y salida automática si el usuario requiere transporte y expulsión automática de la tira. Elija la alternativa simple si basta con la medición común y no se necesitan esos elementos de manejo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)