



Incubadora de bano seco

Código: B2-01-012183

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Solicitud: La DBI-3 es una incubadora de baño seco controlada por microprocesador. En lugar del baño de agua tradicional, el medio conductor de calor es aluminio de alta pureza. La temperatura exacta deseada se ajusta fácilmente con las teclas de flecha del panel de control inclinado, mientras que los valores se muestran en la gran pantalla digital. No es necesario revisar un termómetro ni reajustar la temperatura. La función de calibración del usuario permite una fácil calibración según los estándares internos cuando sea necesario. Este producto se puede utilizar ampliamente en la conservación y reacción de muestras, amplificación de ADN, desnaturalización por electroforesis y solidificación de suero, etc.

Detección automática de fallas y función de alarma sonora.

Calibración electrónica. El usuario puede restablecer la calibración a cualquier estándar local.

Fácil sustitución y limpieza del bloque.

Protección contra sobrettemperatura incorporada.

Se aceptan módulos personalizados.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1min~99h59min/∞ - Yes(Max 5 points) - Yes(Max 99 times)
Temp Setting Range	0°C~100°C
Temp Control Range	RT+5°C~100°C
Time Range	1min~99h59min/∞
Temp Accuracy	≤±0.3°C
Display Accuracy	0.1°C
Temp Uniformity	≤±0.3°C
Heating Time	≤12min(from 25°C to 100°C)
Multi Points Running	Yes(Max 5 points)
Multi Cycle	Yes(Max 99 times)
Auto Running	Yes
Type	Description
B30	96*0.2ml PCR plate
B31	54*0.5ml centrifuge tube
B32	35*1.5ml centrifuge tube



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1min~99h59min/∞ - Yes(Max 5 points) - Yes(Max 99 times)
B33	35*2.0ml centrifuge tube
B34	20*1.5ml+15*0.5ml
B35	96*0.2ml elisa plate

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)