



Microscopio biológico económico monocular/binocular/trinocular 4X-100X

Código: B2-01-012187

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microscopio biológico económico diseñado para la enseñanza y el uso básico en laboratorios. Este microscopio compuesto asequible ofrece imágenes nítidas, lo que lo hace ideal para estudiantes, docencia y aplicaciones de observación rutinaria.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4
Cabezal de visualización	Cabeza monocular inclinado a 30°, Giratorio 360°	Sin compen acción Cabezal binocular inclinado a 30°, giratorio 360°.	Cabezal trinocular in compen acción, inclinado a 30°, giratorio 360°.	Cabezal de doble vi ualización, un tubo inclinado a 30° y otro tubo vertical, giratorio 360°.
Objetivo acromático	4X, 10X, 40X (Re orte), 100X (Re orte, Aceite)	4X, 10X, 40X (Re orte), 100X (Re orte, Aceite)	4X, 10X, 40X (Re orte), 100X (Re orte, Aceite)	4X, 10X, 40X (Re orte), 100X (Re orte, Aceite)
Ocular	WF10X (WF16X opcional)	WF10X (WF16X opcional)	WF10X (WF25X opcional)	WF10X (WF25X opcional)
E cenario	Plataforma mecánica de doble capa de 115*125 mm; opcionalmente de 138*156 mm para / .	Plataforma mecánica de doble capa de 115*125 mm; opcionalmente de 138*156 mm para / .	Plataforma mecánica de doble capa de 115*125 mm; opcionalmente de 138*156 mm para / .	Plataforma mecánica de doble capa de 115*125 mm; opcionalmente de 138*156 mm para / .
Enfoque	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque de 20 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque de 20 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.
Conden ador	Abbe NA=1,25 con diafragma y filtro Iri	Abbe NA=1,25 con diafragma y filtro Iri	Abbe NA=1,25 con diafragma y filtro Iri	Abbe NA=1,25 con diafragma y filtro Iri
Iluminación	LED	LED	LED	LED
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110~220V, 50/60Hz	CA 110~220V, 50/60Hz
Dimen ione del embalaje (ancho*profundidad*alto)	450*360*240 mm	450*360*240 mm	300*230*460 mm	300*230*460 mm
Pe o bruto	5 kg	5 kg	4,65 kg	4,65 kg

Aplicaciones

Microscopio biológico económico: elija la variante comparando Cabezal de visualización, Enfoque y Ocular.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Cabezal de visualización: Cabeza monocular inclinado a 30°, Giratorio 360°; Enfoque: Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.; Ocular: WF10X (WF16X opcional).

Configuración 2: Cabezal de visualización: Sin compensación Cabezal binocular inclinado a 30°, giratorio 360°.; Enfoque: Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.; Ocular: WF10X (WF16X opcional).

Configuración 3: Cabezal de visualización: Sin compensación Cabezal binocular inclinado a 30°, giratorio 360°.; Enfoque: Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 20 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.; Ocular: WF10X (WF25X opcional).

cabezal de doble visualización y enfoque 30 mm: Cabezal de visualización: Cabezal de doble visualización, un tubo inclinado a 30° y otro tubo vertical, giratorio 360°.; Enfoque: Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm.; Ocular: WF10X (WF16X opcional).

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: cabeza monocular inclinado a 30°, giratorio 360° y enfoque: ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm..

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: sin compensación cabezal binocular inclinado a 30°, giratorio 360°. y enfoque: ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm..

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: sin compensación cabezal binocular inclinado a 30°, giratorio 360°. y enfoque: ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 20 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm..

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: cabezal de doble visualización, un tubo inclinado a 30° y otro tubo vertical, giratorio 360°. y enfoque: ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque de 30 mm, intervalo de enfoque de 0,002 mm..

Cómo elegir rápido

Revise primero Cabezal de visualización, Enfoque y Ocular; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Cabezal de visualización, Enfoque y Ocular.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)