



Mantas calefactoras con agitacion magnetica electronica y digital 20000 0-1600 rpm

Código: B2-01-012199

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La manta calefactora con agitación magnética electrónica y digital es un instrumento de laboratorio multifuncional que combina a la perfección calentamiento, agitación magnética y control digital preciso para un procesamiento eficiente de las muestras.

Especificaciones técnicas

Vista

Buscar dentro de especificaciones

Ej: flujo, filtro, 700*620

Filas visibles

☐ Capacidad (ml)
 ☐ Temperatura máx.
 ☐ Control de temperatura
 ☐ Velocidad
 ☐ Tiempo de trabajo
 ☐ Potencia del motor (kW)
 ☐ Potencia de calefacción (kW)
 ☐ Fuente de alimentación
 ☐ Tamaño externo (mm)
 ☐ Tamaño del paquete (mm)
 ☐ Peso neto (kg)
 ☐ Peso bruto (kg)

Modelo	B2-01-012199.1	B2-01-012199.2	B2-01-012199.3	B2-01-012199.4	B2-01-012199.5	B2-01-012199.6	B2-01-012199.7	B2-01-012199.8	B2-01-012199.9	B2-01-012199.10
Capacidad (ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000
Temperatura máx.	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C
Control de temperatura	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C	Temperatura ambiente + 20 ~ 250 °C
Velocidad	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm	0~1600 rpm
Tiempo de trabajo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Potencia del motor (kW)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Potencia de calefacción (kW)	0.08	0,1	0,15	0,25	0,35	0,45	0,6	0,8	1,2	2,5

Modelo	B2-01-012199.1	B2-01-012199.2	B2-01-012199.3	B2-01-012199.4	B2-01-012199.5	B2-01-012199.6	B2-01-012199.7	B2-01-012199.8	B2-01-012199.9	B2-01-012199.10
Fuente de alimentación	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 200~240 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (mm)	Φ200*165	Φ200*165	Φ200*165	Φ200*165	Φ280*220	Φ330*230	Φ340*245	Φ350*250	Φ425*320	Φ470*340
Tamaño del paquete (mm)	230*230*195	230*230*195	230*230*195	230*230*195	290*290*300	340*340*350	360*360*300	390*390*310	430*430*350	510*510*380
Peso neto (kg)	2.5	2.5	2.5	2.5	5.5	6.5	7.5	8	9.8	16
Peso bruto (kg)	2.8	2.8	2.8	2.8	6	7	8	9.2	12	20

Aplicaciones

Equipo adecuado cuando se necesita calentar y agitar magnéticamente una muestra en un mismo puesto de trabajo, con control digital de temperatura y operación continua.

Antes de cotizar, valide tres puntos técnicos: volumen de trabajo requerido, rango de temperatura de operación y necesidad de agitación. La ficha informa control de temperatura desde ambiente +20 hasta 250 °C, temperatura máxima de 450 °C y velocidad de agitación de 0 a 1600 rpm.

Use esta opción si el proceso requiere una manta calefactora con agitación magnética para recipientes de laboratorio y si la capacidad solicitada está dentro de las capacidades declaradas en la ficha técnica. No la seleccione solo por potencia o tamaño físico; la variable crítica es que el volumen, temperatura y agitación coincidan con el procedimiento.

Usos recomendados

Antes de cotizar, valide tres puntos técnicos: volumen de trabajo requerido, rango de temperatura de operación y necesidad de agitación. La ficha informa control de temperatura desde ambiente +20 hasta 250 °C, temperatura máxima de 450 °C y velocidad de agitación de 0 a 1600 rpm.

Criterios de compatibilidad

Use esta opción si el proceso requiere una manta calefactora con agitación magnética para recipientes de laboratorio y si la capacidad solicitada está dentro de las capacidades declaradas en la ficha técnica. No la seleccione solo por potencia o tamaño físico; la variable crítica es que el volumen, temperatura y agitación coincidan con el procedimiento.

Como validar si sirve

Use esta opción si el proceso requiere una manta calefactora con agitación magnética para recipientes de laboratorio y si la capacidad solicitada está dentro de las capacidades declaradas en la ficha técnica. No la seleccione solo por potencia o tamaño físico; la variable crítica es que el volumen, temperatura y agitación coincidan con el procedimiento.

Recomendación de compra

Use esta opción si el proceso requiere una manta calefactora con agitación magnética para recipientes de laboratorio y si la capacidad solicitada está dentro de las capacidades declaradas en la ficha técnica. No la seleccione solo por potencia o tamaño físico; la variable crítica es que el volumen, temperatura y agitación coincidan con el procedimiento.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)