



Homogeneizador Juego 2: Cuchilla de gran capacidad

Código: B2-01-012254

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se utiliza principalmente para la homogeneización y emulsificación eficientes de dos líquidos inmiscibles, así como para la extracción de trazas de compuestos orgánicos, lípidos y sustancias solubles en disolventes orgánicos en agua. Se utiliza ampliamente como instrumento de laboratorio en universidades, protección ambiental, salud y prevención de epidemias, industria química, suministro de agua y unidades médicas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	D-200 - 2000~20000rpm - 20~1200ml
Model	D-200
Item No.	8034121202
Speed Range	2000~20000rpm
Processing Volume	20~1200ml
Adjustment Method	Knob infinitely variable speed control
Maximum Viscosity	5000mpas
Blade	Set 1: Small capacity blade
Material of Contact Substance	Stainless steel and PTFE
Protection Type	IP20
Consumption	200W
Power Supply	AC110~120V, 60Hz or AC220~240V, 50~60Hz
External Size(Including Bracket)(L*W*H)	360*320*600mm
Net Weight	4kg
Packing Size(L*W*H)	480*330*165mm
Gross Weight	6kg
Type	Item No.
Set 1: Small Capacity Blade	18901287
Set 2: Large Capacity Blade	18901288

Aplicaciones

Homogeneizador para homogeneización y emulsificación de líquidos inmiscibles, además de extracción de trazas de compuestos orgánicos,

lípidos y sustancias solubles en disolventes orgánicos en agua, según la descripción disponible.

Esta configuración corresponde al juego con cuchilla de gran capacidad. Mantiene rango de velocidad de 2000 a 20000 rpm, volumen de procesamiento de 20 a 1200 ml y viscosidad máxima de 5000 mPa·s.

Para compra, valide que la cuchilla de gran capacidad sea la requerida y que el material de contacto, acero inoxidable y PTFE, sea compatible con la muestra o proceso previsto.

Usos recomendados

Esta configuración corresponde al juego con cuchilla de gran capacidad. Mantiene rango de velocidad de 2000 a 20000 rpm, volumen de procesamiento de 20 a 1200 ml y viscosidad máxima de 5000 mPa·s.

Criterios de compatibilidad

Para compra, valide que la cuchilla de gran capacidad sea la requerida y que el material de contacto, acero inoxidable y PTFE, sea compatible con la muestra o proceso previsto.

Como validar si sirve

Para compra, valide que la cuchilla de gran capacidad sea la requerida y que el material de contacto, acero inoxidable y PTFE, sea compatible con la muestra o proceso previsto.

Recomendación de compra

Para compra, valide que la cuchilla de gran capacidad sea la requerida y que el material de contacto, acero inoxidable y PTFE, sea compatible con la muestra o proceso previsto.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)