



Agitador magnetico de placa calefactora 300-2000 rpm

Código: B2-01-012265

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El agitador magnético tiene un diseño confiable y una potente capacidad de agitación. Es una herramienta básica e ideal para mediciones electroquímicas, monitoreo de agua y ambientes, análisis de fármacos o alimentos, mezcla de cultivos líquidos, etc.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Brushless DC motor - Ecostir-E - 300~2000rpm
Model	Ecostir-E
Speed Range	300~2000rpm
Work Plate Size	120*115mm
Work Plate Material	PET
Max. Stirring Quantity(H ₂ O)	2L
Motor Type	Brushless DC motor
Max. Magnetic Bar(Length)	40mm
Speed Setting	Scale
Protection Class	IP21
Motor Output Consumption	1.2W
Consumption	8W
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
External Size(W*D*H)	150*144*54mm
Net Weight	0.3kg
Packing Size(W*D*H)	320*210*150mm
Gross Weight	0.85kg

Aplicaciones

Agitador magnetico compacto para tareas de mezcla en laboratorio. La descripcion menciona mediciones electroquimicas, monitoreo de agua y ambiente, analisis de farmacos o alimentos y mezcla de cultivos liquidos.

La ficha tecnica indica capacidad maxima de agitacion de 2 litros de agua, rango de velocidad de 300~2000 rpm, placa de trabajo de



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

120*115 mm y barra magnetica de hasta 40 mm. El ajuste de velocidad es por escala y el motor es de CC sin escobillas.

Seleccionarlo cuando se requiera agitacion magnetica basica de bajo volumen y no se necesite funcion de calefaccion declarada en especificaciones.

Usos recomendados

La ficha tecnica indica capacidad maxima de agitacion de 2 litros de agua, rango de velocidad de 300~2000 rpm, placa de trabajo de 120*115 mm y barra magnetica de hasta 40 mm. El ajuste de velocidad es por escala y el motor es de CC sin escobillas.

Criterios de compatibilidad

Seleccionarlo cuando se requiera agitacion magnetica basica de bajo volumen y no se necesite funcion de calefaccion declarada en especificaciones.

Como validar si sirve

Seleccionarlo cuando se requiera agitacion magnetica basica de bajo volumen y no se necesite funcion de calefaccion declarada en especificaciones.

Recomendación de compra

Seleccionarlo cuando se requiera agitacion magnetica basica de bajo volumen y no se necesite funcion de calefaccion declarada en especificaciones.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)