



Equipos de laboratorio de patologia 10-20 mm ajustable

Código: B2-01-012385

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fusión automática de parafina, filtrado, parafinado, fabricación de gatch, preservación del calor de acuerdo con el número de configuración del disco de gatch y el espesor de gatch, monitoreo en tiempo real del estado de funcionamiento de la máquina.

- Función de reloj: se puede configurar y calibrar el tiempo real.
- Función de reserva: programe una cita con anticipación, acorte el tiempo de espera para concertar citas y mejore la eficiencia.
- Función de temperatura constante: mantiene el calor, fácil de usar.
- Función de memoria de apagado: en caso de un corte de energía inesperado, continúe el estado de funcionamiento antes del corte de energía si la fuente de alimentación se puede reiniciar dentro de los 10 minutos.
- Se puede realizar el modo de liberación automática de parafina y el modo de liberación de parafina con un solo botón.
- Función de visualización: pantalla táctil LCD en color de pantalla grande, visualización en tiempo real del estado de funcionamiento.
- Función de filtración múltiple: se utiliza un sistema de filtración múltiple para garantizar la pureza del líquido de parafina.
- Función de selección de número de disco: puede elegir hacer 5, 10, 15 placas de gatch según las diferentes necesidades clínicas.
- Función de ajuste de espesor: el espesor del gatillo se establece según sea necesario, el espesor de 10 a 20 mm es opcional.
- Función de cuenta regresiva: el estado de la cuenta regresiva se muestra en tiempo real durante el proceso de creación de capturas, lo cual es conveniente para comprender el tiempo de creación de capturas.
- Función de observación e iluminación: con una gran ventana de observación y sistema de iluminación LED, conveniente para observar la producción de gatch en cualquier momento
- Función antibloqueo: todos los tubos de parafina están envueltos con alambre de fibra de carbono para calentarlos y aislarlos para evitar el bloqueo de los tubos de parafina.
- Sistema de conductos de aire: sistema científico de conductos de aire para garantizar una solidificación uniforme del gatch.
- Material del equipo: la apariencia está hecha de revestimiento antiestático, la sala interior está hecha de acero inoxidable 304, controlado por Siemens PLC, y los accesorios son productos certificados a nivel nacional para garantizar una alta calidad.
- Rendimiento de seguridad: con protección contra sobrecalentamiento de energía, protección de circuito de fuga, para garantizar un uso más seguro.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BLL-15A - 5, 10, 15 - 10-20mm adjustable
Model	BLL-15A
Gatch Disc Number	5, 10, 15
Gatch Thickness	10-20mm adjustable

Especificación	BLL-15A - 5, 10, 15 - 10-20mm adjustable
Heating Temp. of Melting Paraffin Box	60~95°C adjustable, the adjustment interval is 1°C, temp. precision is $\pm 5^{\circ}\text{C}$
Heating Temp. of Incubator	35~62°C adjustable, the adjustment interval is 1°C, precision is $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Ambient Temp.	+5°C~+35°C
Continuous Working Time	>4h
Power Supply	220V $\square$ 50Hz
Power	2600VA
External Size (W*D*H)	650*750*1520mm
Package Size(W*D*H)	850*1000*2000mm
Net Weight	275kg
Gross Weight	310kg

Aplicaciones

Instrumento para terapia con parafina en fisioterapia de rehabilitación, con funciones automáticas de fusión de parafina, filtrado, aplicación y conservación de calor según la ficha.

Variables relevantes para seleccionar:

Es una opción a considerar cuando se requiere controlar espesor, temperatura de fusión y conservación térmica dentro del flujo de terapia con parafina.

- Número de discos de captura configurables: 5, 10 o 15.
- Grosor de corte ajustable: 10 a 20 mm.
- Temperatura de calentamiento de la caja de parafina fundida: 60 a 95 °C ajustable.
- Temperatura de incubadora: 35 a 62 °C ajustable.
- Tiempo de trabajo continuo: mayor a 4 horas.

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar: - Número de discos de captura configurables: 5, 10 o 15. - Grosor de corte ajustable: 10 a 20 mm. - Temperatura de calentamiento de la caja de parafina fundida: 60 a 95 °C ajustable. - Temperatura de incubadora: 35 a 62 °C ajustable. - Tiempo de trabajo continuo: mayor a 4 horas.

Criterios de compatibilidad

Es una opción a considerar cuando se requiere controlar espesor, temperatura de fusión y conservación térmica dentro del flujo de terapia con parafina.

Como validar si sirve

Es una opción a considerar cuando se requiere controlar espesor, temperatura de fusión y conservación térmica dentro del flujo de terapia con parafina.

Recomendación de compra

Es una opción a considerar cuando se requiere controlar espesor, temperatura de fusión y conservación térmica dentro del flujo de terapia



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

con parafina.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)