



Agitador de plaquetas 2 x 200 ml tiempo 0-9999 min

Código: B2-01-012401

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El principio de funcionamiento principal del agitador de plaquetas es utilizar la oscilación para mejorar la función plaquetaria, lo que provoca que las plaquetas liberen más sustancias activas y factores de crecimiento, promoviendo así la agregación y adhesión plaquetaria.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BPA-SD08 - 8 - 2*200ml
Model	BPA-SD08
Layer Count	8
Layer Capacity	2*200ml
Oscillation Amplitude	35mm
Oscillation Frequency	60 oscillations per minute
Operation Mode	Reciprocating left and right, horizontal oscillation
Timing Range	0~9999min
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
Single-layer Size(W*D*H)	400*280*40mm
External Size(W*D*H)	423*330*502mm
Package Size(W*D*H)	534*439*650mm
Net Weight	25kg
Gross Weight	33kg

Aplicaciones

Agitador para trabajo con plaquetas mediante oscilacion horizontal y movimiento alternativo de izquierda a derecha.

Variables relevantes para seleccionar este equipo:

Es una opcion a evaluar cuando la seleccion depende de capacidad por capa, numero de niveles disponibles y parametros de oscilacion definidos para muestras de plaquetas.

- Numero de capas: 8.
- Capacidad por capa: 2*200 ml.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Amplitud de oscilacion: 35 mm.
- Frecuencia: 60 oscilaciones por minuto.
- Modo de operacion: movimiento alternativo izquierda-derecha con oscilacion horizontal.
- Rango de tiempo: 0~9999 min.

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar este equipo: - Numero de capas: 8. - Capacidad por capa: 2*200 ml. - Amplitud de oscilacion: 35 mm. - Frecuencia: 60 oscilaciones por minuto. - Modo de operacion: movimiento alternativo izquierda-derecha con oscilacion horizontal. - Rango de tiempo: 0~9999 min.

Criterios de compatibilidad

Es una opcion a evaluar cuando la seleccion depende de capacidad por capa, numero de niveles disponibles y parametros de oscilacion definidos para muestras de plaquetas.

Como validar si sirve

Es una opcion a evaluar cuando la seleccion depende de capacidad por capa, numero de niveles disponibles y parametros de oscilacion definidos para muestras de plaquetas.

Recomendación de compra

Es una opcion a evaluar cuando la seleccion depende de capacidad por capa, numero de niveles disponibles y parametros de oscilacion definidos para muestras de plaquetas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)