



Pipeta fija de un solo canal

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manual fixed pipette is a measuring tool that moves the liquid from the original container to another container within a certain range. The unit is microliter (μl). It is characterized by precision and convenience, and is widely used in biological, chemical and other fields. Often used in the laboratory for the removal of a small amount or trace liquid, different specifications, different specifications of the pipette gun supporting the use of different sizes of the gun head.

Características

1. in line with ergonomic design, comfortable and convenient operation.
2. high precision, precise liquid separation, according to EN/SO8655 standard calibration.
3. Digital window, easy to set the range, at a glance.
4. Can be autoclaved in half without compromising performance and comfort.
5. Calibration tools and silicone grease are included for easy servicing and calibration.
6. The internal air tightness of the product is good, stable and accurate without leakage.
7. Special suction connector design, easy to observe the sealing condition.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5 μl - 5 - 0,4 - modelo 1	10 μl - 10 - 0,05 - modelo 2	20 μl - 20 - 0,1 - modelo 3	100 μl - 100 - 0,3 - modelo 4	200 μl - 200 - 0,6 - modelo 5	1000 μl - 1000 - 3 - modelo 6
Volumen	5 μl	10 μl	20 μl	100 μl	200 μl	1000 μl
Volumen medido	5	10	20	100	200	1000
Error sistemático máximo permitido (1)	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
Error sistemático máximo permitido (2)	0,02	0,05	0,1	0,3	0,6	3
Error aleatorio máximo permitido (1)	0,4	1,1	0,4	0,9	0,1	0,1
Error aleatorio máximo permitido (2)	0,02	0,11	0,08	0,9	0,2	1

Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Volumen, Volumen medido; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Volumen

Revise este eje con valores como 5 µl, 10 µl, 20 µl, 100 µl, 200 µl y 1000 µl.

02

Volumen medido

Revise este eje con valores como µl, 5, 10, 20, 100 y 200.

Cómo elegir rápido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)