



Armario para portaobjetos y bloques de parafina

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

El armario para portaobjetos es una solución de almacenamiento de precisión diseñada para organizar, proteger y facilitar el acceso a portaobjetos de microscopio y otras muestras delgadas. Ideal para laboratorios, instituciones educativas y centros médicos, mantiene los portaobjetos disponibles para análisis y uso docente.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Parafina 12.000 / 18 cajones	Portaobjetos 12.000 / 24 cajones	Parafina 16.000 / 24 cajones	Portaobjetos 5.600 + parafina 900 / 14 + 14 cajones	Portaobjetos 64.800 / 72 cajones	Portaobjetos 9.000 / 18 cajones
Configuración	Parafina 12.000 / 18 cajones	Portaobjetos 12.000 / 24 cajones	Parafina 16.000 / 24 cajones	Portaobjetos 5.600 + parafina 900 / 14 + 14 cajones	Portaobjetos 64.800 / 72 cajones	Portaobjetos 9.000 / 18 cajones
Nombre	Gabinete de bloques de parafina	Armario de almacenamiento deslizante	Gabinete de bloques de parafina	Gabinete para portaobjetos y bloques de parafina	Gabinete para portaobjetos	Armario de almacenamiento deslizante
Capacidad	18 cajones Carga: 12000 bloques de parafina	24 cajones Carga: 12000 portaobjetos de vidrio	24 cajones Carga: 16000 bloques de parafina	Gabinete deslizante: 14 cajones, 5600 piezas de portaobjetos de vidrio; Armario para bloques de parafina: 14 cajones, 900 bloques de parafina.	72 cajones Cargando: 64800 piezas de portaobjetos de vidrio	18 cajones Carga: 9000 portaobjetos de vidrio
Material - Gabinete	Chapa de acero laminada en frío Tratamiento de superficies: desengrase y eliminación de aceite, acondicionamiento de superficies, fosfatado a base de zinc, pasivación, recubrimiento en polvo.	Chapa de acero laminada en frío Tratamiento de superficies: desengrase y eliminación de aceite, acondicionamiento de superficies, fosfatado a base de zinc, pasivación, recubrimiento en polvo.	Chapa de acero laminada en frío Tratamiento de superficies: desengrase y eliminación de aceite, acondicionamiento de superficies, fosfatado a base de zinc, pasivación, recubrimiento en polvo.	Chapa de acero laminada en frío Tratamiento de superficies: desengrase y eliminación de aceite, acondicionamiento de superficies, fosfatado a base de zinc, pasivación, recubrimiento en polvo.	Chapa de acero laminada en frío Tratamiento de superficies: desengrase y eliminación de aceite, acondicionamiento de superficies, fosfatado a base de zinc, pasivación, recubrimiento en polvo.	Chapa de acero laminada en frío Tratamiento de superficies: desengrase y eliminación de aceite, acondicionamiento de superficies, fosfatado a base de zinc, pasivación, recubrimiento en polvo.
Material - Cajón	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío
Material - Ranura	Ranura especial para la apertura de troqueles metálicos	Ranura especial para la apertura de troqueles metálicos	Ranura especial para la apertura de troqueles metálicos	Ranura especial para la apertura de troqueles metálicos	Ranura especial para la apertura de troqueles metálicos	Ranura especial para la apertura de troqueles metálicos

Especificación	Parafina 12.000 / 18 cajones	Portaobjetos 12.000 / 24 cajones	Parafina 16.000 / 24 cajones	Portaobjetos 5.600 + parafina 900 / 14 + 14 cajones	Portaobjetos 64.800 / 72 cajones	Portaobjetos 9.000 / 18 cajones
Material - Ranura de marcado	Conformado por estampado integral	Conformado por estampado integral	Conformado por estampado integral	Conformado por estampado integral	Conformado por estampado integral	Conformado por estampado integral
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	450*478*1295 mm	450*478*1625 mm	450*478*1625 mm	485*480*334 mm	403*478*1625 mm	450*478*1295 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	505*535*445 mm*2 505*535*570 mm*1	505*535*445 mm*3 505*535*570 mm*1	505*535*445 mm*3 505*535*570 mm*1	510*540*115mm*1 520*550*175mm*1 495*490*30mm*1 495*490*85mm*1	470*550*430mm*3 470*550*555 mm*1	505*535*445 mm*2 505*535*570 mm*1
Peso neto	22,2 kg*2 24,21 kg*1	20,5 kg*3 22,51 kg*1	22,2 kg*3 24,21 kg*1	9,2 kg*1, 12,2 kg*1 1,9 kg*1, 1,5 kg*1	21,6 kg*3 23,52 kg*1	20,5 kg*2 22,51 kg*1
Peso bruto	23,38 kg*2 25,39 kg*1	22,21 kg*3 24,22 kg*1	23,38 kg*3 25,39 kg*1	9,64 kg*1, 13,14 kg*1 2,21 kg*1, 1,62 kg*1	23,26 kg*3 25,18 kg*1	22,21 kg*2 24,22 kg*1

Aplicaciones

Guia de compra

Elija primero por tipo de muestra almacenada y capacidad requerida; las dimensiones externas sirven como verificación de espacio disponible antes de cotizar.

Ruta de decision

Para alto volumen de portaobjetos, use la formato portaobjetos, parafina o mixto y capacidad de 72 cajones con capacidad para 64800 portaobjetos.

Para bloques de parafina, seleccione 18 cajones para 12000 bloques o 24 cajones para 16000 bloques.

Para portaobjetos de menor volumen, compare 18 cajones para 9000 portaobjetos contra 24 cajones para 12000 portaobjetos.

Si necesita almacenar portaobjetos y bloques en el mismo sistema, use la formato portaobjetos, parafina o mixto y capacidad mixta de 5600 portaobjetos y 900 bloques de parafina.

Recomendación de compra

Defina el formato de muestra antes que el tamaño físico: portaobjetos, parafina o mixto. Luego confirme capacidad y dimensiones externas para asegurar que el gabinete calce en el área disponible.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)