



Cámara de oxígeno hiperbárico suave

Código: B2-01-012452

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cámara de oxígeno hiperbárico Soft Micro es una solución innovadora para mejorar la oxigenoterapia. Diseñada para uso doméstico o en pequeñas clínicas, ofrece una forma cómoda, segura y eficiente de administrar oxigenoterapia hiperbárica (TOHB) para mejorar la curación, el rendimiento y el bienestar.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2
Especificación	Configuración 2633210Cotizar	Configuración 2633211Cotizar
Material de la cámara	TPU	TPU
Tamaño de la cámara	1600*650*1250 mm	φ800*2000 mm
Presión máxima de trabajo	50 kPa	50 kPa
Número de usuario	1 persona	1 persona
Medio premezclado	Aire	Aire
Caudal de salida de oxígeno	8 litros por minuto	8 litros por minuto
Concentración máxima de oxígeno	90±3%	90±3%
Concentración difusa de oxígeno en cámara	≤25%	≤25%
Fuerza	750 W	750 W
Fuente de alimentación	E estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	E estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	78*133*133 mm	78*133*133 mm
Peso bruto	120 kilo	120 kilo

Aplicaciones

Cámara de oxígeno hiperbárico micro suave: elija la variante comparando Tamaño de la cámara.

Que cambia entre variantes



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-012452.1: Tamaño de la cámara: 1600*650*1250 mm.

B2-01-012452.2: Tamaño de la cámara: $\varnothing$ 800*2000 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño de la cámara: 1600*650*1250 mm.

Use esta alternativa si necesita tamaño de la cámara: $\varnothing$ 800*2000 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño de la cámara; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño de la cámara.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)